



福祉用具レンタルカタログ

グリーンケア

GREEN CARE CATALOG Vol.15

介護保険対応

選んで安心。安全性が一目でわかるグリーンケアのレンタル福祉用具。

グリーンケアの福祉用具の供給元である日本ケアサプライの60ヶ所のメンテナンス拠点すべては“安心の証”である社団法人シルバーサービス振興会（厚生労働省所轄の公益法人）の「福祉用具の消毒工程

管理認定制度」における厳しい基準をクリアしています。安心して福祉用具をお使いいただけるよう、グリーンケアはこれからもサービスの向上に努めてまいります。

レンタル福祉用具のメンテナンスに万全の設備を利用し、
厳しいチェック体制を確立。安全性・高品質の維持につとめています。

1 洗浄・消毒 品質を守る最新鋭のシステム

使用済みの福祉用具はすべて洗浄・消毒を行い、MRSAなどの病原菌を除去します。高い殺菌力でマットレスなどに付着した病原菌を殺菌します。残留性が少ないため、ご利用者や環境にもやさしいシステムです。



左：
MRガス殺菌
装置
右：
電解酸化水
による洗浄・
消毒

2 検品・修理 安全性もしっかり確認

福祉用具に危険なものが付着していないか、不具合は無いかなどを点検し、必要に応じて修理します。



1 検針器
2 ハンド
スキャナー
3 袋入機
4 機器の
メンテナンス

3 保管 清潔さを維持します

消毒・検品・修理を終えた福祉用具は、ほこりなどがつかないように梱包し、次のお届けまで清潔な場所で大切に保管。その履歴はバーコードにより管理されています。



福祉用具は清潔な場所で保管



バーコードによる管理

4 お届け ご自宅まで、安全・清潔

「安全・清潔な福祉用具をご利用者のお手元まで届けたい」という思いから、ベッド運搬用「通い袋」を開発し、使用しています。また、運搬車両も清潔さを保つため、定期的に消毒しています。



安全性と清潔さを守る通い袋(特許取得済)




運搬車両の消毒装置



日々の情報を活かしています。

グリーンケアの取組みは福祉用具の品質維持だけにとどまりません。日々、福祉用具サービスにたずさわる中で得られる情報を、株式会社日本ケアサプライサービスセンターに集約。補修対応の標準化やサービススタッフの人材育成だけでなく、ご利用者が求めるオリジナル福祉用具の開発に活かしています。

福祉用具についているこのシールが目印です



カタログの見方



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5249-1	00200-000171
月極レンタル 価格	0000 円	ご利用者 負担額 000 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5239-1	00200-000171
月極レンタル 価格	0000 円	ご利用者 負担額 000 円

サイズ：全幅 96.5 × 全高 46cm

ご注文・お問い合わせの際は、
「商品名」と「商品番号」をお伝えください。

- A 商品名
- B メーカー名
- C アイコン：商品機能説明またはその他補足説明
- D 商品画像
- E 月極レンタル価格
- F ご利用者負担額

ご利用価格のご案内


カタログの表示価格は、介護保険をご利用される場合に対応しています。本カタログ中に表示されているマーク **非課税** はご利用の際、消費税がかからない福祉用具です。

アイコン一覧

特殊寝台種類



特殊寝台サイズ



特殊寝台モーター数・機能



全商品関連



：在庫数に限りがございます。
お問い合わせ下さい。

車いす機能



歩行器機能



INDEX

GREEN CARE CATALOG VOL.15

介護保険レンタル対象品

	特殊寝台・特殊寝台付属品……………	4
	床ずれ防止用具……………	24
	体位変換器……………	28
	認知症老人徘徊感知機器……………	29
	手すり……………	30
	歩行補助杖……………	36
	歩行器……………	38
	車いす・車いす付属品……………	44
	スロープ……………	67
	移動用リフト……………	70
	移動用リフトのつり具部分……………	70

販売品

	とろみ調整食品……………	74
	筋力維持・向上のためのトレーニング機器…	75

その他

MEMO ……………	76
介護保険制度について……………	84
サービスのご利用方法……………	86
ご利用価格のご案内……………	87
グリーンケア福祉用具コード一覧……………	88
介護給付費早見表……………	90



特殊寝台(電動ベッド)・特殊寝台付属品

介護保険レンタル対象品

特殊寝台／サイドレールが取り付けられているものまたは取付可能なものであって次のいずれかの機能を有するもの

●背部または脚部の傾斜角度を調整できる機能 ●床板の高さを無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品／マットレス、サイドレール等で、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

□ 特殊寝台(電動ベッド)・特殊寝台付属品の選び方

特殊寝台は起居動作と立ち上がり動作を助けるものです。本人の動作と特殊寝台の機能を結び付けて、商品の選定を行いましょう。また、体格によりサイズも変更することが可能です。「背上げ機能」は、起き上がりを補助する・呼吸を楽にする・円背の方の寝る姿勢を楽にする・ベッド上で食事をしやすくする機能があります。「膝上げ機能」は背上げ機能を使用した時に身体のずれを防止するために使用する機能です。「昇降機能」

は、立ち上がりを補助する・端座位姿勢を安定させる・車いすへ座位移乗するときの高さ調整をできるようにする・体位変換等介助を行うときの介助者の腰痛を防ぐ機能があります。「背膝連動機能」は背上げと膝上げが連動して動く機能です。2モーターベッドは、主に背膝連動機能と昇降機能を持っています。3モーターベッドは主に背上げ機能・膝上げ機能・昇降機能を体の状態に合わせて独立して動かすことができます。

背上げ機能




膝上げ機能




昇降機能



背膝連動機能(背・足が連動して動くタイプ)



(背・足が別々に動くタイプ)



□ 特殊寝台(電動ベッド)ができること

ご利用者の自立を促進します



起き上がり

電動で背上げができるので、楽に起き上がれます。



立ち上がり

ベッドの高さをご利用者の立ち上がりやすい高さに調節できるので、スムーズに立ち上がれます。

介護する方の負担を軽減します



ベッドの上での介護


ベッドの背上げの角度や高さを自在に調節できるので、色々な介護を少ない負担で行えます。



車いす・リフトへの移乗

ベッドの高さが調節できるので、介護する方も少ない負担で移乗が行えます。

□ 特殊寝台(電動ベッド)・付属品名称



手元スイッチ

サイドレール・介助バー 使用時のご注意

サイドレール・介助バーをご利用の際は、取扱説明書の記載事項を守り、ご利用下さい。

□ 特殊寝台(電動ベッド)の種類

ケア優

マルチモジュール
ベッドコア

ケプロコア



楽匠S



楽匠ベッド


アウラ21
ベッドキューマ
アウラベッド

※ベッドの種類を色分けして表記しています。

□ 特殊寝台(電動ベッド)の置き方

ベッド周辺で使う機器の種類やサイズを確認したうえで設置場所を決めましょう。ベッドへ左右どちらから出入りするかを確認し、配置します。

リフトが必要な場合は使用リフトの動きを配慮



□ 特殊寝台(電動ベッド)のサイズ

83cm幅



接近しやすく介護がしやすい。

91cm幅



スペースと介護のしやすさを両立。

100cm幅



大柄の方でも十分に寝返りができるゆったりとしたスペース。

ショート



適応身長の目安
150cm 未満の方

レギュラー



適応身長の目安
170cm 未満の方

ロング



適応身長の目安
185cm 未満の方


□ ベッド表示マーク一覧

2 モーター

ボタン操作で「背上げ」「高さ調節」ができます。



ベッドの背を上げてお好きな角度に調節できます。



背と膝の部分を同時に動かすことができます。




ベッドの高さが上下に調節できます。

3 モーター

ボタン操作で「背上げ」「膝上げ」「高さ調節」が個別にできます。



ベッドの背を上げてお好きな角度に調節できます。



膝の部分を上げてお好きな角度に調節できます。



ベッドの高さが上下に調節できます。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

CARE YOU

ケア優



フランスベッド

2 モーター

3 モーター

グリーンケア
オリジナルJIS
MGSL ML0409001
JIS T 9254:2009

ヘッドボード (H)




フットボード (F)

ボード色: ダークウォールナット (DW)


ケア優の 優しい特長

1 ノンサイドフレーム+格納式オプション受け



オプション受けが格納できるので、車椅子をベッドへ隙間なく付けることができます。また、サイドフレーム・ベースフレームの突出がなく、端座位が安定しやすくなります。

2 緊急対応スイッチ



背上げ・脚上げ電動時に万が一停電が起きた場合でも、スイッチの切替えにより背上げと脚上げを水平状態に戻すことができます。


3 人にやさしい有機化合物低減素材



「シックハウス症候群」の原因といわれる、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物への対策を行っています。

※エフォースターとは、ホルムアルデヒドの放散量がゼロもしくは微少である素材を使用しているものに表示できるマークです。

4 膝先水平機能



膝から下の角度を2段階に調節可能。足のむくみを抑えます。

5 リモコン

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

ケア優と付属品の組み合わせ例

ベッド本体



サイドレール



介助バー




マットレス



ケア優 2R-HF-B



SR-300JJ CSIV

ベッド用グリップ
GR-510ケアさらり 91cm 幅
レギュラー・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

ケア優サイドレール・介助バー組み合わせ表

ケア優 レギュラーサイズ 全長 210.5cm		ケア優 ショートサイズ 全長 198cm	
1 本で使用	2 本セットで使用	1 本で使用	2 本セットで使用
 SR-100JJ	 SR-100JJ + SR-100JJ	 SR-100JJS	 SR-300JJ + SR-300JJ
 SR-300JJ	 SR-300JJ + SR-300JJ	 GR-510 / SE-07JJ	 SR-100JJS + SR-100JJS
 GR-510 / SE-07JJ	 GR-510 / SE-07JJ + SR-300JJ	 SR-300JJ	

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具


販売品

ケア優は選べる 16 種類

【例】 2R - HF - DW
モーター数 全長サイズ ボードサイズ ボード色

非課税

お好みのボードカラー・ボードサイズ・全長サイズ・モーター数をお選び下さい。



ボードサイズ		HF	HH	HF	HH
2モーター	レギュラー(全長210.5cm)	商品名 2R-HF-DW	商品名 2R-HH-DW	商品名 2R-HF-B	商品名 2R-HH-B
		商品番号 11-5734-0	商品番号 11-5738-0	商品番号 11-5745-0	商品番号 11-5746-0
		TAISコード 00200-000166	商品コード FURANSUBED-CY2HHDW	商品コード FURANSUBED-CY2HFBC	商品コード FURANSUBED-CY2HHBC
		月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円
		ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円
	ショート(全長198cm)	商品名 2S-HF-DW	商品名 2S-HH-DW	商品名 2S-HF-B	商品名 2S-HH-B
		商品番号 11-5739-0	商品番号 11-5740-0	商品番号 11-5747-0	商品番号 11-5748-0
		商品コード FURANSUBED-CY2SHFDW	商品コード FURANSUBED-CY2SHHDW	商品コード FURANSUBED-CY2SHFBC	商品コード FURANSUBED-CY2SHHBC
		月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円
		ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円
3モーター	レギュラー(全長210.5cm)	商品名 3R-HF-DW	商品名 3R-HH-DW	商品名 3R-HF-B	商品名 3R-HH-B
		商品番号 11-5741-0	商品番号 11-5742-0	商品番号 11-5749-0	商品番号 11-5750-0
		商品コード FURANSUBED-CY3HFDW	商品コード FURANSUBED-CY3HHDW	商品コード FURANSUBED-CY3HFBC	商品コード FURANSUBED-CY3HHBC
		月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円
		ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円
	ショート(全長198cm)	商品名 3S-HF-DW	商品名 3S-HH-DW	商品名 3S-HF-B	商品名 3S-HH-B
		商品番号 11-5743-0	商品番号 11-5744-0	商品番号 11-5751-0	商品番号 11-5752-0
		商品コード FURANSUBED-CY3SHFDW	商品コード FURANSUBED-CY3SHHDW	商品コード FURANSUBED-CY3SHFBC	商品コード FURANSUBED-CY3SHHBC
		月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円	月極レンタル価格 円
		ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円	ご利用者負担額 円

ケア優付属品

SR-100JJ CSIV

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5249-1	00200-000171
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5239-1	00200-000171
サイズ：全幅 96.5 × 全高 46cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

SR-100JJ CSBR

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ベッド専用

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5349-1	00200-000171
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5346-1	00200-000171
サイズ：全幅 96.5 × 全高 46cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

SR-300JJ CSIV

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5250-1	00200-000172
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5241-1	00200-000172
サイズ：全幅 76 × 全高 46cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

SR-300JJ CSBR

フランスベッド

ケア優

レギュラーサイズ
ショートサイズ
ベッド兼用

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5351-1	00200-000172
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5348-1	00200-000172
サイズ：全幅 76 × 全高 46cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

SR-100JJS CSBR

フランスベッド

ケア優

ショートサイズ
ベッド専用

数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-5350-1	FURANSUBED-SR100JJS
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-5347-1	FURANSUBED-SR100JJS
サイズ：全幅 90.2 × 全高 46cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

ベッド用グリップ GR-510

フランスベッド

ケア優



商品番号		TAISコード	
19-5430-1		00200-000428	
サイズ：全幅 117.3×全高 46cm		アーム開閉角度：± 135°（45° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

マルチ移動支援バー SE-07JJ

フランスベッド

ケア優



商品番号		TAISコード	
19-5242-1		00200-000177	
サイズ：全幅 117 ×全高 46cm		アーム開閉角度：± 150°（30° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

キャスター 50CAJW(4個1セット)

フランスベッド

ケア優



※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※ベッドの高さは変わりません。

商品番号		商品コード	
19-5243-1		FURANSUBED-50CAJW	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

マルチモジュールベッドコア

シーホネンス


非課税

ご利用者の身長に応じてショート、レギュラー、ロングから選べます。
また、マットレス幅100cmのセミダブルタイプもご用意しています。



3モーター 2モーター

[コア 830、コア 820R サイズ (突起物含む)]



選ぶサイズ(ボトム長さ)のめやす

身長150cm未満の方	ショート	(ボトムの長さ: 185cm)
身長170cm未満の方	レギュラー	(ボトムの長さ: 195cm)
身長185cm未満の方	ロング	(ボトムの長さ: 210cm)

ショート	全幅98.5×全長204cm	ロング	全幅 98.5×全長228cm
レギュラー	全幅98.5×全長214cm	セミダブル	全幅108.5×全長214cm

※コア 830 セミダブル、コア 820R セミダブルの床の長さはレギュラー(195cm)のみとなります。

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

3 モーター

商品名	商品番号	商品コード
830 ショート	11-0221-0	SEAHONENCE-C-830
重さ：67kg		
商品名	商品番号	商品コード
830 レギュラー	11-0222-0	SEAHONENCE-C-830
重さ：67.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
☎ 830 ロング	11-0223-0	SEAHONENCE-C-830
重さ：69kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

3 モーター

商品名	商品番号	商品コード
☎ 830 セミダブル	11-0225-0	SEAHONENCE-C-830-SW
重さ：74kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

2 モーター

商品名	商品番号	商品コード
820R ショート	11-0211-0	SEAHONENCE-C-820R
重さ：65.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
820R レギュラー	11-0212-0	SEAHONENCE-C-820R
重さ：66kg		
商品名	商品番号	商品コード
☎ 820R ロング	11-0213-0	SEAHONENCE-C-820R
重さ：67.5kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

2 モーター

商品名	商品番号	商品コード
☎ 820R セミダブル	11-0215-0	SEAHONENCE-C-820R-SW
重さ：72.5kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

ケプロコア

シーホネンス


非課税

サイドレールがボトムと一体で動きます。
ベッド上で座位姿勢をとる際、脚部を下げ、いすに座のと同じ姿勢を保ちます (883R)。



3モーター 2モーター

[883R、852RDX サイズ (突起物含む)]



3 モーター

商品名	商品番号	TAISコード
883R レギュラー	11-5622-0	00167-000021
重さ：75.5kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

2 モーター

商品名	商品番号	商品コード
852RDX レギュラー	11-5656-0	SEAHONENCE-C-852RDX
重さ：72.5kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

マルチモジュールベッドコア・ケプロコア付属品

ベッドサイドレール K-121

シーホネンス

マルチモジュール
ベッドコア

数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-0210-1	SEAHONENCE-K-121
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-0218-1	SEAHONENCE-K-121
サイズ：全幅85×全高50cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

ベッドサイドレール K-120

シーホネンス

マルチモジュール
ベッドコア

数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-0209-1	SEAHONENCE-K-120
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-0217-1	SEAHONENCE-K-120
サイズ：全幅56×全高50cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

動作支援サイドレール K-122

シーホネンス

ケプロコア




数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-5127-1	SEAHONENCE-K-122
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-5128-1	SEAHONENCE-K-122
サイズ：全幅72×ボトム面からの高さ36cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

動作支援 mini サイドレール K-123

シーホネンス

ケプロコア



数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5131-1	00167-000083
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5132-1	00167-000083
サイズ：全幅55×ボトム面からの高さ33cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

回転式アーム介助バー K-25N

シーホネンス

マルチモジュール
ベッドコア

※ K-120 とセットでのご利用をおすすめします。

商品番号	
19-0212-1	
商品コード	
SEAHONENCE-K-25N	
サイズ：全幅107×全高49cm	
アーム開閉角度：±135°（15°刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

動作支援介助バー K-33

シーホネンス

ケプロコア



※ K-122 との併用はできません。

商品番号	
19-5129-1	
TAISコード	
00167-000081	
サイズ：全幅29×全高33cm	
ボトム外端からの長さ：41cm	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

キャスター K-125 (4個1セット)

シーホネンス

ケプロコア

マルチモジュール
ベッドコア※ キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※ コア 820R・830 の場合、ベッドが 2.5cm 高くなります。

商品番号	
19-0213-1	
商品コード	
SEAHONENCE-K-125	
直径：7.5cm	
月極レンタル 価格	(税込) 円
ご利用者 負担額	(税込) 円

※ 指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品


楽匠 S

パラマウントベッド

非課税



リモコン



単位:cm

セーフティラウンドボード
(樹脂製・木目調)

2 モーター

商品名	商品番号	TAISコード
KQ-9231 91cm幅 レギュラー	11-5732-0	00170-000519
重さ：92.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

楽匠 S 付属品

ベッドサイドレール KS-161Q

パラマウントベッド




※楽匠 S との組み合わせで JIS T 9254:2009 の認証を取得しています。

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5235-1	00170-000527
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5236-1	00170-000527
サイズ：全幅 96.4 × 全高 50.3cm		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

スイングアーム介助バー KS-096A

パラマウントベッド



※楽匠 S との組み合わせで JIS T 9254:2009 の認証を取得しています。


商品番号	TAISコード
19-5237-1	00170-000551
サイズ：全幅 110.9 × 全高 50.3cm	
アーム開閉角度：± 150° (30° 刻み)	
月極レンタル 価格	(税込) 円
ご利用者 負担額	(税込) 円

□ JIS規格認証取得介護ベッドご使用時の マットレスについて

マットレスの厚さが19cm以下であることをご確認ください。

JIS規格 (JIS T 9254:2009) では、圧縮されていない状態のマットレス上面から、サイドレールまたは介助バーの一番高い所までの高さは22cm以上と規定されています。

※エアマットレスをご使用の場合は、マットレスと合わせた厚さが19cm以下となるようにしてください。

JISの規定：サイドレールの
上端までの距離22cm以上

マットレスの厚さ

19cm以下

ボトム

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。


楽匠ベッド

パラマウントベッド

らくらくモーションはひとつのボタンでからだのズレや摩擦・圧迫感が少ない
快適な背上げ・背下げを自動的に行います。



3モーター 2モーター



単位:cm
()は木調タイプ

3モーター

木調タイプ

3モーター

商品名	
らくらくモーション(標準タイプ) KQ-86300	
商品番号	TAISコード
11-0145-0	00170-000330
重さ：82kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

商品名	
標準タイプ KQ-82300	
商品番号	TAISコード
11-0147-0	00170-000346
重さ：81kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


アウラ 21 ベッド

パラマウントベッド

ひざの曲がる位置を、ご利用者の身長に合わせて2段階に調整できます。



リモコン



非課税

3モーター

3モーター

商品名	
91cm幅 KQ-933	
商品番号	商品コード
11-0141-0	PARAMAUNTO-KQ-933
重さ：84kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

商品名	
83cm幅 KQ-903	
商品番号	商品コード
11-1501-0	PARAMAUNTO-KQ-903
重さ：82.5kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

※ KQ-933 と KQ-903 は、使用するマットレスの幅が異なりますが、ベッド本体のフレーム幅はほぼ同じです。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ


移動用リフト
・つり具

販売品

キューマアウラベッド

パラマウントベッド

非課税



2 モーター

商品名	商品番号	商品コード
☎91cm幅 KQ-632	11-0144-0	PARAMAUNTO-KQ-632
重さ：84kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

2 モーター

商品名	商品番号	商品コード
☎83cm幅 KQ-602	11-0121-0	PARAMAUNTO-KQ-602
重さ：83.5kg		

月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額	円
--------------	---	-------------	---

楽匠ベッド／アウラ 21 ベッド／キューマアウラベッド付属品

ベッドサイドレール KS-161Q

パラマウントベッド

楽匠S 楽匠ベッド
アウラ21 ベッド キューマアウラベッド

※楽匠S との組み合わせで JIS T 9254:2009 の認証を取得しています。

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-5235-1	00170-000527
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-5236-1	00170-000527
サイズ：全幅 96.4 × 全高 50.3cm		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

ベッドサイドレール KS-160

パラマウントベッド

楽匠ベッド アウラ21 ベッド
キューマアウラベッド

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-0164-1	00170-000368
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-0179-1	00170-000368
サイズ：全幅 96.4 × 全高 50.3cm		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

ベッドサイドレール KS-190

パラマウントベッド

楽匠ベッド アウラ21 ベッド
キューマアウラベッド

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-0165-1	00170-000366
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-0180-1	00170-000366
サイズ：全幅 82.7 × 全高 50.3cm		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

ベッドサイドレール KA-19

パラマウントベッド

楽匠ベッド アウラ21 ベッド
キューマアウラベッド

数量	商品番号	商品コード
2本セット	19-0151-1	PARAMAUNTO-KA-19
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円
数量	商品番号	商品コード
1本	19-0174-1	PARAMAUNTO-KA-19
サイズ：全幅 67 × 全高 50cm		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

ベッドサイドレール KA-015

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド

数量	商品番号	TAISコード
2本セット	19-0112-1	00170-000172
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
数量	商品番号	TAISコード
1本	19-0172-1	00170-000172
サイズ：全幅 91 × 全高 50cm		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

スイングアーム介助バー KS-096A

パラマウントベッド

楽匠S
楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド

※楽匠Sとの組み合わせで JIS T 9254:2009 の認証を取得しています。

商品番号		TAISコード	
19-5237-1		00170-000551	
サイズ：全幅 110.9 × 全高 50.3cm		アーム開閉角度：± 150°（30° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

スイングアーム介助バー KS-096

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド

商品番号		TAISコード	
19-5171-1		00170-000490	
サイズ：全幅 110.9 ×全高 50.3cm		アーム開閉角度：± 150°（15° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

スイングアーム介助バー KA-095A

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド

商品番号		商品コード	
19-0166-1		PARAMAUNTO-KA-095A	
サイズ：全幅 93.7 × 全高 49.6cm		アーム開閉角度：± 150°（30° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円

スイングアーム介助バー KA-095

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド

商品番号		商品コード	
19-0141-1		PARAMAUNTO-KA-095	
サイズ：全幅 93.7 × 全高 49.6cm		アーム開閉角度：± 150°（30° 刻み）	
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額	(税込) 円

立てるんバー／アシストバー KQ-91

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド
キューマ
アウラベッド☎：在庫数に限りがございます。
お問い合わせ下さい。

商品番号
19-0123-1
TAISコード
00170-000226
サイズ：全高 128cm

月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円


※立てるんバー／アシストバーは、キャスターとの併用はできません。
※楽匠ベッドに取り付ける場合、ハイトスパーサーが必要です。

オプション受け(KQ-933用 / KQ-903用)

パラマウントベッド

アウラ21
ベッド

※ベッド本体にはオプション受け 2 台がついていますので、サイドレールや介助バーをベッド 1 台につき 3 本以上組み合わせる場合に、別途オプション受けをご利用ください。



商品名	商品番号	商品コード
KQ-933用 KQ-933P	19-0115-1	PARAMAUNTO-KQ-933P
KQ-903用 KQ-903P	19-0116-1	PARAMAUNTO-KQ-903P
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

キャスター KQ-029(4個1セット)

パラマウントベッド

楽匠ベッド
アウラ21
ベッド※キャスターを取り付ける場合、ベッド本体も課税となります。
※楽匠ベッドの場合、ベッドが 4cm 高くなります。

商品番号
19-0111-1
商品コード
PARAMAUNTO-KQ-029

月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円



※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
・徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

テーブル

ベッドサイドテーブル
KF-192

パラマウントベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア ケプロコア
楽匠ベッド アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



商品番号		TAISコード	
19-0142-1		00170-000233	
全体サイズ：幅 80.7 × 奥行 40cm 天板：幅 80.7 × 奥行 40cm ボード高さ：63.5 ～ 92.5cm			
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額	(税込) 円

ベッドサイドテーブル
ST-136N LO

フランスベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア ケプロコア
楽匠ベッド アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



商品番号		TAISコード	
19-5399-1		00200-000410	
全体サイズ: 幅 90 × 奥行 40cm		天板: 幅 90 × 奥行 40cm ボード高さ: 66 ～ 98cm	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税込) 円

介護テーブル KQ-550

パラマウントベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア 楽匠ベッド
アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号		商品コード	
19-0155-1		PARAMAUNTO-KQ-550	
全体サイズ：幅 76 × 奥行 59cm		天板：幅 76 × 奥行 49cm	ボード高さ：55 ～ 80cm
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額	(税込) 円

ベルトセット付リハビリテーブル

KF-840BS

パラマウントベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア ケプロコア
楽匠ベッド アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



ベルト 1 本付属

商品番号		TAISコード	
19-5234-1		00170-000489	
全体サイズ: 幅 79 × 奥行 58cm		天板: 幅 79 × 奥行 50cm ボード高さ: 54 ~ 79cm	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税込) 円

オーバーベッドテーブル
KF-833LA

パラマウントベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア 楽匠S
楽匠ベッド アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



商品番号		TAISコード	
19-0168-1		00170-000315	
全体サイズ: 幅 128.4 × 奥行 63.4cm 天板: 幅 128.4 × 奥行 40cm ボード高さ: 63 ～ 95cm			
月極レンタル 価格	(税込)	ご利用者 負担額	(税込)

オーバーベッドテーブル
KF-831

パラマウントベッド

ケア優 マルチジョイント
ベッドコア 楽匠S
楽匠ベッド アウラ21
ベッド キューマ
アウラベッド



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号		商品コード	
19-0156-1		PARAMAUNTO-KF-831	
全体サイズ：幅 123 ×奥行 42.6cm 天板：幅 121 ×奥行 40cm ボード高さ：67.6 ～ 95.1cm			
月極レンタル 価格	(税別)	ご利用者 負担額	(税込)

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

オーバーテーブル(ケア優用) K-135CY

シーホネンス

ケア優



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	商品コード
19-5345-1	SEAHONENCE-K-135CY
全体サイズ：全幅 105.2 × 奥行 30.7cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

オーバーテーブル K-135

マルチジョイント
ベッドコア

ケブコア

オーバーテーブル K-135L2(セミダブル用)

マルチジョイント
ベッドコア

シーホネンス



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品名	商品番号	商品コード
K-135	19-0211-1	SEAHONENCE-K-135
サイズ：幅 98 × 奥行 30cm		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	円
円	円	
商品名	商品番号	商品コード
K-135L2(セミダブル用)	19-0216-1	SEAHONENCE-K-135L2
サイズ：幅 108 × 奥行 30cm		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	円
円	円	

オーバーテーブル KQ-060L

オーバーテーブル KQ-066

パラマウントベッド

楽匠S

楽匠ベッド

アウラ21
ベッドキューマ
アウラベッド

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品名	商品番号	TAISコード
KQ-060L	19-0167-1	00170-000374
サイズ：幅 99.8 × 奥行 31cm		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	円
円	円	
商品名	商品番号	商品コード
KQ-066	19-0158-1	PARAMAUNTO-KQ-066
サイズ：幅 99.8 × 奥行 31cm		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	円
円	円	

その他

ケアスライダー (MEMS)

モルテン

グリーンケア
オリジナル

ケア優

マルチジョイント
ベッドコア

ケブコア

楽匠S

楽匠ベッド

アウラ21
ベッドキューマ
アウラベッド

より安全でスムーズな移乗をサポートします。

商品番号	TAISコード
19-1301-1	00054-000033
サイズ：幅 35 × 全長 60 × 全高 0.5cm	
材質／オレフィン系樹脂	
耐荷重：140kg	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

テイコブ移乗用介助ベルト AB31 NEW

幸和製作所

ケア優

マルチジョイント
ベッドコア

ケブコア

楽匠S

楽匠ベッド

アウラ21
ベッドキューマ
アウラベッド横の取っ手
(狭く無理な力がかかりにくい)縦の取っ手
(幅広で掴み易い)

ベッドからの移乗介助に使い易く安全に介助者の負担を軽減します。
適応胴囲サイズが約60～130cmと小柄な方から大柄な方まで対応できます。
保管時に便利な吊り下げ用ストラップ付き。ベルト裏面に滑り止め付き。

商品番号	TAISコード
19-5519-1	00030-000142
サイズ：幅約 12 × 長さ 135cm	
適応胴囲サイズ：約 60 ～ 130cm	
材質／本体（外側）ナイロン、本体（内側）ポリウレタン、ポリエステル	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

特殊寝台付属品適合表

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

カテゴリー	品番	掲載ページ	ケア優	マルチ モジュール ベッドコア	ケプロコア	楽匠S	楽匠ベッド	アウラ21 ベッド	キューマ アウラ
サイドレール	SR-100JJ CSIV SR-100JJ CSBR 	9	●						
	SR-300JJ CSIV SR-300JJ CSBR 	9	●						
	SR-100JJS CSBR 	9	●						
	K-121 	11		●					
	K-120 	11		●					
	K-122 	11			●				
	K-123 	11			●				
	KS-161Q 	12・14				●	●	●	●
	KS-160 	14					●	●	●
	KS-190 	14					●	●	●
	KA-19 	14					●	●	●
	KA-015 	15					●	●	●
介助バー	GR-510 	9	●						
	SE-07JJ 	9	●						
	K-25N 	11		●					
	K-33 	11			●				
	KS-096A 	12・15				●	●	●	●
	KS-096 	15					●	●	●
	KA-095 KA-095A 	15					●	●	●

※指定以外の商品と組み合わせると、ベッドに負担をかけケガや故障の原因となることがあります。指定以外の商品とは組み合わせないでください。

特殊寝台付属品適合表

カテゴリー	品番	掲載ページ	特殊寝台						
			ケア優	マルチ モジュール ベッドコア	ケプロコア	楽匠S	楽匠ベッド	アウラ21 ベッド	キューマ アウラ
テーブル	KQ-91	15					●	●	●
	KF-192	16	●	●	●		●	●	●
	ST-136N LO	16	●	●	●		●	●	●
	KQ-550	16	●	●			●	●	●
	KF-840BS	16	●	●	●		●	●	●
	KF-833LA	16	●	●		●	●	●	●
	KF-831	16	●	●		●	●	●	●
	K-135CY	17	●						
	K-135	17		●	●				
	K-135L2	17		● (セミダブルのみ)					
	KQ-060L	17				●	●	●	●
	KQ-066	17				●	●	●	●
キャスター	50CAJW	9	●						
	K-125	11		●	●				
	KQ-029	15					●	●	
その他	KQ-933P	15						●	
	KQ-903P	15						●	
	ケアスライダー (MEMS)	17	●	●	●	●	●	●	●
	移乗用介助ベルト	17	●	●	●	●	●	●	●

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

ベッドサプライ

マットレスは、パッドを敷きシーツをかけて使いましょう。


介護保険対象外販売品

枕カバー

背上げをしても落ちないように工夫されたものをおすすめします。

シーツやカバーを使用し、むれにくく清潔な環境をつくりましょう。快適さが増し、床ずれなどの予防にもつながります。また、マットレスやベッドを汗や汚れから守るため、お手入れも楽になります。

こまめに交換できるように予備を用意しておくとう便利です。



シーツ

取り付け、取りはずしが簡単なボックスタイプが便利です。また、失禁が心配な方のために防水タイプをおすすめします。

マットレスパッド

やさしい寝心地を好む方にはマットレスパッドを敷きましょう。マットレスの上に敷きふとんをのせると位置が高くなりベッドから降りにくくなる場合があります。

パイルシーツ

竹虎ヒューマンケア

防水



柔らかく肌ざわりのよいパイルシーツです。

カラー	商品番号
黄色	51-5342-1
水色	51-5343-1
サイズ：幅 150 × 全長 90cm	
材質／綿80%＋ポリエステル20%（ポリウレタンラミネート加工）	

メーカー希望
小売価格

3,675 円

サラッキーシーツ

日本エンゼル

防水



水分を急速に内部で拡散し、表面を乾いた状態にします。

カラー	商品番号
グリーン	51-5410-1
ホホワイト	51-5411-1
サイズ：幅 170 × 全長 90cm	
材質／（防水部分）、表：パイル（綿65%・ポリエステル35%）、裏：耐熱ポリウレタンラミネート	

メーカー希望
小売価格

5,250 円

かんたん楽々ボックスシーツ

渡嘉毛織

吸湿性が高く肌ざわりのよい綿100%。
お肌の弱い方でも安心してご使用いただけます。



カラー	商品番号
クリーム 2枚組み	51-5404-1
オフホワイト 2枚組み	51-5403-1
サイズ：幅約 94 × 全長 194cm	
材質／綿 100%	

メーカー希望
小売価格

7,350 円

マットレスパッド(レギュラー)

パラマウントベッド



四隅のゴムバンドをマットレスの角に掛けるだけで素早くセッティングできます。

画像は
マットレスパッド、シーツ、
ピロケースの写真です。

※全てマットレスパッド単品の価格です。

サイズ	商品番号	寸法
83cm幅 KE-010	51-5373-1	幅 83 × 全長 193cm
91cm幅 KE-030	51-5383-1	幅 91 × 全長 193cm
100cm幅 KE-020	51-5340-1	幅 100 × 全長 193cm

材質／生地：ポリノジック30%、ポリエステル30%、アクリル系40%
中綿：ポリエステル50%、アクリル系50%

83/91cm幅
メーカー希望
小売価格

10,500 円

100cm幅
メーカー希望
小売価格

12,075 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

マットレス

マットレスは寝心地と寝返りのしやすさと体圧分散効果を配慮して選ぶようにしましょう。特に寝返りが困難な方や臀部の筋肉に萎縮(臀部が痩せている)がある方の場合、床ずれのリスクが高くなっていますので、注意をして選ぶことが必要です。

マットレス一覧


かため				やわらかめ
	ケアさらり P21	ケアデュオ P22	ソフィアグリーンマットレス P22	
				
	プレグラーマットレス P23	アルファプラすくっと防水 P23	フローラグリーンケアマットレス P23	

部位によりかたさが異なるマットレス 安定した寝姿勢や端座位をサポートします。


ややかため

ケアさらり

日本ケアサプライ


グリーンケア
オリジナル

通気性の良い軽くてむれにくいマットレスです。「多層構造」の採用により、寝姿勢を水平に保つための適度な硬さとクッション性を実現。




① 軽くて通気性が良い

カバーも内部素材も通気性のよいものを採用。
むれにくいマットレスです。




③ 腰部が沈み込みにくい

頭部、足部に比べ腰部が硬くなっており、身体が沈み込みにくくなっています。



② 端座位が取りやすい

マットレス左右の両端10cmが硬くなっており、端座位姿勢をサポートします。



サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 レギュラー	12-5735-1	00614-000006
サイズ：幅 91×全長 191×厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 ショート	12-5737-1	00614-000006
サイズ：幅 91×全長 181×厚さ 8cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 レギュラー	12-5736-1	00614-000006
サイズ：幅 83×全長 191×厚さ 8cm		
材質／カバー、マット：ポリエステル 抗菌防臭加工、防炎加工のカバー		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

※マットレスは課税対象ですが、ベッド本体とセットの場合、非課税になります。

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドサプライ(20ページ)をあわせてご利用ください。

Copyright(c) 2012, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

やわらかい層とかたい層が一体になった二重構造のマットレス やさしい寝心地で、かつ端座位をとるときも姿勢が安定します。




グリーンケア
オリジナル

やややわらかめ

ケアデュオ

日本ケアサプライ

お手入れしやすい「防水タイプ」のカバーです。



商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 ショート	12-5715-1	00614-000007
サイズ：幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8cm		
商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 レギュラー	12-5642-1	00614-000007
サイズ：幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8cm		
NEW 商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 セミロング	12-5755-1	00614-000007
サイズ：幅 90 × 全長 195 × 厚さ 8cm		
材質／カバー：表地 ウレタン合皮、裏地 ウレタンフィルム、マット：ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

やわらかめのマットレス からだの動きにフィットして、快適な寝心地です。




グリーンケア
オリジナル

やややわらかめ

ソフィアグリーンマットレス

モルテン

適度なかたさで快適さと安定感を両立しました。
カバーは「もれない・むれない」抗菌加工の新素材を使用。




サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅	12-1304-1	00054-000034
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅	12-1303-1	00054-000034
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm		
材質／カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタンラミネート、マット：ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円


※マットレスは課税対象ですが、ベッド本体とセットの場合、非課税になります。
※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドサブライ (20 ページ) をあわせてご利用ください。
Copyright(c) 2012, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

部位によりかたさが異なるマットレス 中央部はソフトな寝心地、両端は硬く立ち上がりをサポートします。

やややわらかめ

アルファプラすくっと防水
タイカ



撥水／防水カバートイプ。両端に高硬度ウレタンを使用し、立ち上がり、起き上がり動作を助けます。



商品名	商品番号	TAISコード
91cm幅 レギュラー	12-5627-1	00563-000024
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 9 cm		
材質／カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン、マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

部位によりかたさが異なるマットレス 姿勢保持と体圧分散を両立します。

やわらかめ


フローラグリーンケアマットレス
ケーブ

体圧をバランスよく受け、良い寝姿勢を保持し、効果的に体圧を分散します。

商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 CR-480	12-1104-1	00206-000052
サイズ：幅 90 × 全長 191 × 厚さ 9 cm		
商品名	商品番号	TAISコード
83cm幅 CR-470	12-1103-1	00206-000052
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 9 cm		
材質／上カバー：ポリウレタンラミネート加工布、下カバー：ナイロン 中カバー：ポリエステル、マット：ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

かためのマットレス ベッドで起き上がる動作や安定した座位姿勢を支援します。

ややかため


プレグラーマットレス
パラマウントベッド

商品名	商品番号	TAISコード
91cm幅 KE-551	12-0104-1	00170-000159
サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 8 cm		
商品名	商品番号	TAISコード
83cm幅 KE-553	12-0103-1	00170-000142
サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 8 cm		
材質／カバー、マット：ポリエステル		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

ややかため

ダブルウェーブマットレス
シーホネン

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。



商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 ショート	12-0201-1	00167-000062
サイズ：幅 90 × 全長 181 × 厚さ 8 cm		
商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 レギュラー	12-0202-1	00167-000002
サイズ：幅 90 × 全長 191 × 厚さ 8 cm		
商品名	商品番号	TAISコード
90cm幅 ロング	12-0203-1	00167-000063
サイズ：幅 90 × 全長 205 × 厚さ 8 cm		
商品名	商品番号	TAISコード
100cm幅 セミダブル	12-0205-1	00167-000065
サイズ：幅 100 × 全長 191 × 厚さ 8 cm		
材質／カバー、マット：ポリエステル		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位時、臀部の最大接触圧を表しています（単位：mmHg）。
被験者／身長 160cm、体重 53kg、BMI 値 20.7 測定器／XSENSOR 社製 XSENSOR @

Copyright(c) 2012, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



床ずれ防止用具

介護保険レンタル対象品

次のいずれかに該当するものに限る

●送風装置または空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

床ずれ防止用具の選び方

床ずれ防止用具は床ずれができてから選ぶものではありません。
床ずれにならないように「床ずれを防止」するための用具です。

使用者の状態や床ずれのステージを把握し、用具の選定を行いましょう。

使用者の状態		使用者の床ずれステージ				
		予防	ステージⅠ	ステージⅡ	ステージⅢ	ステージⅣ
体位変換	できる	床ずれができていないが、できる可能性があり（骨突出など）早期予防の状態	指で押しても白くならない紅斑。局所的に熱感がみられる場合もある。	表皮はく離、水泡、浅い損傷などの皮膚損傷。表皮と真皮の一部を含む。	深いクレータ状の全層に至る皮膚損傷。筋膜には達していない。	組織の破壊が見られる深い全層にわたる皮膚損傷。筋肉、骨等に及ぶ。
	どちらでもない			ケアリラックス P25		
				ナッソー P25		
				ブレイラ P24		
				プライムレボ P26		
				ステージア P26		
				エアマスターネクス P26		
	できない				グランデ P27	
					クレイド P27	

本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談下さい。本表は代表的な商品を掲載しています。

特殊マットレス

早期の予防のために

ブレイラハイブリッド・ケアマットレス

G.REST


●ベッドに直接設置可能



優れた体圧分散性と動き易さを両立したマットレス。
通気＆透湿防水のリバーシブル仕様です。



天然ラテックス



被験者 / 身長約 160cm、体重約 53kg、
BMI 値約 20.7
測定器 / タカノ株式会社製 FSA 圧力分布測定装置

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅(BR-HM-910R)	13-5396-1	01149-000015
サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm		重さ：12.5kg
材質/カバー：(通気面) ポリエステル、(防水面) ナイロン、マット：天然ラテックス		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

※しみや汚れ、タバコのこげ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドサブライ (20 ページ) をあわせてご利用ください。
Copyright(c) 2012, Nippon Care Supply Co., Ltd., All Rights Reserved

早期の予防のために




グリーンケア
オリジナル

ケアリラックス

日本ケアサプライ


●ベッドに直接設置可能

ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを解消した新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックスして行えます。



各部位に均等に圧がかかり、よい寝姿勢を実現

頭部・腰部・足部の体重バランスに合わせて保持力を変えているため、腰部が極度に落ち込まない良い姿勢でリラックスしてお休みいただけます。



背上げの動きに合わせてカバー内に滑りを生じさせ、身体(背中)への押し返し、突っ張り・引っ張り感を最小限に抑え、リラックスした姿勢を保持します。

※内カバーには縦方向のみ滑る1WAY生地を採用。横方向には滑りませんので端座位時はしっかり安定し安全です。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅(RLX-910)	13-5400-1	00614-000003
サイズ：幅91×全長191×厚さ10cm		重さ：7.6kg
サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅ショート(RLX-910ショート)	13-5404-1	00614-000003
サイズ：幅91×全長181×厚さ10cm		重さ：7.3kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅(RLX-830)	13-5399-1	00614-000003
サイズ：幅83×全長191×厚さ10cm		重さ：7kg
材質／外カバー：ポリウレタンラミネート加工布（抗菌・防水）、 内カバー：ポリエステルサテン、マット：ポリウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円


早期の予防のために

ナッソー

モルテン

●ベッドに直接設置可能


長時間維持する優れた体圧分散性能とベッド背上げ時の苦しさを解決したマットレス。



3層のウレタンが背上げの動きに合わせてスライドし、背上げ時の背中にかかる苦しさを低減します。

※本製品はスライド構造による背抜き効果のため、頭側カバー内に空間を設けています。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅(MNS91)	13-5347-1	00054-000091
サイズ：幅91×全長196(内部マット186)×厚さ13cm		重さ：10.5kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅(MNS83)	13-5346-1	00054-000091
サイズ：幅83×全長196(内部マット186)×厚さ13cm		重さ：9.5kg
材質／カバー：伸縮性ウレタン合皮（防水仕様）、マット：ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円



※上記体表面接触圧データは、当社測定における仰臥位 臀部の最大時接触圧を表しています（単位：mmHg）。被験者／身長160cm、体重53kg、BMI値20.7 測定器／XSENSOR 社製 XSENSOR ©

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

エアマット

床ずれには早めの対応を

プライムレボ

モルテン

●下にマットレスを設置下さい。



縦と横方向の圧切替を同時に行うツイストライン形状により、優れた体圧分散性能と体位変換時の安定感を両立。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MPRV91)	13-5309-1	00054-000048
サイズ：幅91×全長191×厚さ10cm		重さ：4.3kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 (MPRV83)	13-5308-1	00054-000048
サイズ：幅83×全長191×厚さ10cm		重さ：3.8kg
材質／カバー：伸縮性ウレタン合皮＋ナイロン（透湿性＋防水性）、マット：ウレタンフィルム		
消費電力／7w、1日約2.8円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

早期の予防段階から使えるエアマットレス

ステージア

モルテン

●ベッドに直接設置可能



リモコン

マットレス両サイドの硬めのウレタンフォームが立ち上がりをしっかりサポートします。

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅 (MSTA91)	13-5410-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長193×厚さ13cm		重さ：11kg
サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅ショート (MSTA91S)	13-5412-1	00054-000115
サイズ：幅91×全長182×厚さ13cm		重さ：10.5kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅 (MSTA83)	13-5409-1	00054-000115
サイズ：幅83×全長193×厚さ13cm		重さ：10kg
材質／カバー：伸縮性ウレタン合皮、マット：〈マイクロエアセル〉ウレタンフィルム		
〈フィッティング層・底着き防止層〉高耐久ウレタンフォーム 消費電力：54W、1日約5.3円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

早期の予防段階から使えるエアマットレス

エアマスターネクサス

ケーブ

●ベッドに直接設置可能



早期予防から重度まで幅広い療養者や状態の変化にも対応する高機能エアマットレス。ムレ対応換気機能、災害対策・安全対策機能、リハビリモード付き。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅 (CR-610)	13-5311-1	00206-000067
サイズ：幅90×全長191×厚さ13cm		重さ：8.1kg
サイズ	商品番号	TAISコード
84cm幅 (CR-600)	13-5310-1	00206-000067
サイズ：幅84×全長191×厚さ13cm		重さ：7.5kg
材質／カバー：ポリウレタンフィルム、エアセル：ウレタンフィルム		
消費電力：12w、1日約2.1円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

エアマット

身体状況に合わせた最適な床ずれ対策をしたい方に

グランデ

モルテン

●ベッドに直接設置可能



身体状況や転落対策の必要性に応じて厚さも自動的に切り替わります。
(18cm⇄13cm)

アセスメント&フィッティングモード



7つの項目で利用者の身体状況を判定・入力すると、マットレスの「かたさ」「動作」「厚さ」「除湿レベル」が自動的に設定されます。

エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅(MGRA91)	13-5331-1	00054-000071
サイズ：幅91×全長191×厚さ18/13cm		重さ：6.2kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅(MGRA83)	13-5330-1	00054-000071
サイズ：幅83×全長191×厚さ18/13cm		重さ：6.0kg
材質/カバー：伸縮性ウレタン合皮+ナイロン(透湿性+防水性)、マット：ウレタンフィルム		
消費電力/1日約3.5円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

ご自分で寝返りがうてない方に

クレイド

モルテン

●ベッドに直接設置可能



体圧分散性能にすぐれ、体位変換機能と体位保持機能もあわせ持つ高機能エアマットレス。ムレ環境を改善する除湿機能付き。



エアポンプ表示

サイズ	商品番号	TAISコード
91cm幅(MCRD91A)	13-0309-1	00054-000031
サイズ：幅91×全長191×厚さ16~33cm		重さ：7.9kg
サイズ	商品番号	TAISコード
83cm幅(MCRD83A)	13-0308-1	00054-000031
サイズ：幅83×全長191×厚さ16~33cm		重さ：7.5kg
材質/カバー：伸縮性ウレタン合皮+ナイロン(透湿性+防水性)、マット：ウレタンフィルム		
消費電力：25w、1日約6円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

床ずれのある方、リスクの高い方に

エアマスタービッグセル

ケーブ

●ベッドに直接設置可能



体圧分散性能にすぐれた超低圧タイプ。
マット内の湿気や熱を排出し、ムレを予防する換気機能付き。



エアポンプ表示

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

サイズ	商品番号	TAISコード
90cm幅(EXワイド CR-354)	13-0112-1	00206-000046
サイズ：幅90×全長191×厚さ18cm		重さ：8.3kg
サイズ	商品番号	TAISコード
84cm幅(EX CR-350)	13-0111-1	00206-000046
サイズ：幅84×全長191×厚さ18cm		重さ：7.8kg
材質/カバー：ポリウレタンフィルム、エアセル：ウレタンフィルム		
消費電力：10w、1日約1.8円		
月極レンタル 価格	(税込) 円	ご利用者 負担額 (税込) 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



体位変換器

介護保険レンタル対象品

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの
(体位の保持のみを目的とするものを除く)

□体位変換器の選び方

体位変換器は、寝返りなどの姿勢変換の介助を容易にするための福祉用具です。動力を用いて周期的な寝返りを促す機種

もありますが、介護者の状況と介護を必要とされる方の身体機能を総合的に評価して選定することが重要です。

セロリ

モルテン

まくら型



スネーク型




商品名	商品番号	TAISコード
Aタイプ まくら型	14-5505-1	00054-000112
サイズ：幅68×奥行32×厚さ10cm		重さ：2.4kg
材質／カバー：綿、ポリエステル、クッション材：オレフィン系エラストマー		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
Bタイプ スネーク型	14-5506-1	00054-000113
サイズ：幅141×奥行23×厚さ8cm		重さ：3.1kg
材質／カバー：綿、ポリエステル、クッション材：オレフィン系エラストマー		
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。

おきらく

東郷製作所



和布団用の起き上がり補助の装置です。手元のボタン操作で背上げ・背下げ動作を簡単におこなえます。




☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
14-5450-1	00359-000001
外形サイズ：幅119.5×長さ120×高さ（最大背上げ時）80cm 内幅：99cm 重量：約14kg	
昇降角度：0～約70度、昇降時間／背上げ・背下げともに約30秒、使用制限／体重80kg以下、電源コードの長さ／1.8m、適用布団寸法／シングル：幅100×長さ200cm／シングルロング：幅100×長さ210cm	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

ナーセントパット A

アイ・ソネックス

体位変換時、介護する方の負担を軽減します。




※地域によっては介護保険を適用できない場合もあります。

商品番号	TAISコード
14-0401-1	00149-000012
重さ：約2kg（3点合計）	
材質／カバー：ポリエステル100%、裏面撥水加工、パット：高密度特殊ウレタン	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

ライトターン C タイプ

アイ・ソネックス



体位変換時、てこの原理で負担少なく介助できます。

※ご使用時は、ベッド上でのご利用者の位置に注意しながら介助してください。

商品番号	TAISコード
14-5411-1	00149-000017
サイズ：幅40×奥行13×高さ39cm	
重さ：950g（カバー含む）	
材質／表：ポリウレタンソフトレザー、クッション：高密度ウレタン（高硬度、高弾性、低弾性）、芯材：ポリプロピレン	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円



認知症老人徘徊感知機器

介護保険レンタル対象品

認知症老人が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族および隣人等へ通報するもの

認知症老人徘徊感知機器の選び方

認知症老人徘徊感知機器は、認知症高齢者が自宅や自室などから一人で外へ出ようとするのを家族や介護者に知らせる福祉用具です。認知症老人徘徊感知機器には、小型の機器を携

帯する携帯装置タイプと、特定の場所を人が通過することを感じ取るエリア感知タイプがあります。

離床センサー家族コール1・Aタイプ HK-1A テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します。



※センサーはベッド横の床に敷いてください。

商品番号	TAISコード
01-0172-1	00318-000032
床センサーサイズ: 幅 100 × 奥行 50 × 厚さ 0.4cm 床センサーケーブル長さ: 約 2.4m	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
(税別) 円	(税別) 円

オプション


床センサー MS1000K テクノスジャパン

家族コール1・AタイプHK-1Aを2ヶ所以上の場所に設置する場合にご利用ください。
※別途コンソールが必要になる場合があります。

商品番号	商品コード
01-0177-1	TECHNOS-MS1000K
床センサーサイズ: 幅 100 × 奥行 50 × 厚さ 0.4cm 床センサーケーブル長さ: 約 2.4m	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
(税別) 円	(税別) 円

離床センサー家族コール1・Bタイプ HK-1B テクノスジャパン

ベッドで起き上がると感知します。ご利用者の動きを早期に検知することで、ベッドからの転落や転倒のリスクを軽減します。



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
01-0132-1	00318-000033
ベッドセンサーサイズ: 幅 80 × 奥行 30 × 厚さ 0.4cm ベッドセンサーケーブル長さ: 約 1.4m	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
(税別) 円	(税別) 円

徘徊お知らせお待ちくん 竹中エンジニアリング

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

ご家族のいるお部屋に設置したチャイムでお知らせします。



商品番号	TAISコード
01-0107-0	00021-000024
マットセンサーサイズ: 幅 80 × 奥行 60 × 厚さ 0.6cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
(税別) 円	(税別) 円

オプション

徘徊お知らせお待ちくん送信機付きマットセンサー 竹中エンジニアリング

徘徊お知らせお待ちくんを2ヶ所以上の場所に設置する場合にご利用ください。

商品番号	商品コード
01-0108-1	TAKENAKAEN-M-68
マットセンサーサイズ: 幅 80 × 奥行 60 × 厚さ 0.6cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
(税別) 円	(税別) 円

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖


歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品



手すり

介護保険レンタル対象品
取付に際し工事を伴わないものに限る

手すりの選び方

手すりの目的は立ち上がりの補助と移動の補助です。使用場所によりさまざまな種類がありますが、手すりを押して立ち上がるか、引っ張って立ち上がるかの確認をするようにしましょう。また移動に使用する場合には手すりの高さは基本的には手首の位置付近になり

ますが、バランスが不安定な方の場合には、少し高めの方が安定することがあります。福祉用具専門相談員や理学療法士、作業療法士とよく相談をするようにしましょう。

バディーⅠ^{ワン} モルテン


工事は不要！天井と床を突っ張らせてしっかりと固定するので、安定感があります。
立つ・座るなどの昇降動作（身体を上下させる動作）をサポートします。



居室・廊下での歩行支援に



ベッドでの離床支援に



梁がある天井であれば、洋室・和室問わず設置できます。
※垂直以外（横や斜め）の設置、お風呂など水気のある場所や屋外では設置できません。


商品番号	TAISコード	
27-6323-1	00054-000054	
使用できる天井の高さ: 2.1 ~ 3.2m	手すり部直径: 3.65cm	重さ: 7.5kg
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

バディーⅠ オプション

クロスバー モルテン

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

バディーⅠをクロスバーで連結することにより、部屋から部屋への移動、廊下の移動をより安全に行うことができます。




商品名	商品番号	TAISコード
固定式1.2m	27-6344-1	00054-000060
固定式1.6m	27-6345-1	00054-000060
固定式2.0m	27-6346-1	00054-000060
にぎり手直径: 3.5cm		取付け金具つき
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
跳ね上げ式1.2m	27-6326-1	00054-000059
跳ね上げ式1.6m	27-6343-1	00054-000059
跳ね上げ式2.0m	27-6327-1	00054-000059
にぎり手直径: 3.5cm		取付け金具つき
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

L型サイドバー

モルテン

L型サイドバー90

段差の目安：10cm以下



L型サイドバー45

段差の目安：10～40cm



玄関など段差のある場所での立ち座りをサポートします。



【ご注意】必ずバディー I 下部に丸型ストッパーを設置してください。

商品名	商品番号	TAISコード
L型サイドバー90	27-6365-1	00054-000065
段差：10cm以下	サイズ：長さ76×高さ75cm	にぎり手直径：3.5cm 重さ：3.1kg
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
L型サイドバー45	27-6366-1	00054-000066
段差：10～40cm	サイズ：長さ76×高さ100cm	にぎり手直径：3.5cm 重さ：3.5kg
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

サイドバー

モルテン



立ち座りや寝返り動作をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6325-1	00054-000055
サイズ：幅26×高さ19.5cm	にぎり手直径：4×2.8cm (だ円) 重さ：0.65kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

丸型サイドバー

モルテン



手すりを握れない方でも手のひらや肘でからだを支えられます。

商品番号	TAISコード
27-6364-1	00054-000064
サイズ：長さ28×幅15cm	重さ：1.5kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

【ご注意】必ずバディー I 下部に丸型ストッパーを設置してください。

I型ストッパー

モルテン



※必ず梁のある場所に設置してください。

十字型ストッパーでは設置が難しい、壁際に寄せて設置する場合のストッパーです。

商品番号	JANコード
27-6508-1	4905741905620
サイズ：長さ70×幅11cm	重さ：1.2kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

丸型ストッパー

モルテン




※設置前に取付け部の天井強度を必ず確認してください。

滑りやすい床や、天井の隅（角）に寄せて設置する場合に。

商品番号	TAISコード
27-6347-1	00054-000061
直径：25cm	重さ：0.7kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

立位保持パッド

モルテン



もたれかかることで立位を保持するクッション材です。

商品番号	TAISコード
27-6384-1	00054-000067
サイズ：長さ50×直径12cm	重さ：0.5kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
・徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品

たちあっぷ CKA-01

矢崎化工



※サポートベルトもご用意しております。
詳しくは、グリーンケア取扱店にお問い合わせ下さい。

たちあっぷ CKA-02

矢崎化工



※サポートベルトもご用意しております。
詳しくは、グリーンケア取扱店にお問い合わせ下さい。

たちあっぷ CKA-03

矢崎化工



※サポートベルトもご用意しております。
詳しくは、グリーンケア取扱店にお問い合わせ下さい。

たちあっぷ CKA-04

矢崎化工



※サポートベルトもご用意しております。
詳しくは、グリーンケア取扱店にお問い合わせ下さい。

いすの立ち座りに



布団・ベッドからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6329-1	00055-000071
手すり部サイズ：幅 33.8 × 高さ 70・75・80cm	ベース部サイズ：幅 50 × 奥行 60cm
にぎり手直径：3.2cm	重さ：11.7kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

布団からの離床支援に



布団・ベッドからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6330-1	00055-000072
手すり部サイズ：幅 33.8 × 高さ 70・75・80cm	ベース部サイズ：幅 50 × 奥行 90cm
にぎり手直径：3.2cm	重さ：15.5kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

ベッドでの離床支援に



ベッドからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6331-1	00055-000073
手すり部サイズ：幅 35.2 × 奥行 26.5cm × 高さ 70・75・80cm	ベース部サイズ：幅 50 × 奥行 60cm
にぎり手直径：3.2cm	重さ：15.4kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

ベッドやいすからなどの、立ち上がり・姿勢保持をサポートします。

商品番号	TAISコード
27-6332-1	00055-000074
手すり部サイズ：幅 77.8 × 高さ 70・75・80cm	ベース部サイズ：幅 90 × 奥行 50cm
にぎり手直径：3.2cm	重さ：16.0kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

たちあっぷ オプション

ベッドでとまるくん

矢崎化工



L字型



CKA-CA



たちあっぷの安定性をさらに向上させます。

左右両側で1セット。

※電動ベッドとの併用はできません。

※ベッドでとまるくんは単体では使用しないため、TAISコードも設定されておりません。オプションで取り付けるたちあっぷによりTAISコードが変わります。CKA-01：00055-000075 / CKA-02：00055-000076 / CKA-03：00055-000077 / CKA-04：00055-000078

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品名	商品番号	TAISコード
ベッドでとまるくん(L字型)	27-6477-1	※参照
サイズ：長さ17.8×幅8.5cm (片側のみの寸法)		高さ：13.1cm (片側のみの寸法)
取付可能範囲：ベッド下 2.5～34cm		重さ：556g (セットでの重さ)


月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円
--------------	-----------	-------------	-----------

商品名	商品番号	TAISコード
☎ ベッドでとまるくん CKA-CA	27-6339-1	※参照
サイズ：長さ17.5×幅8cm (片側のみの寸法)		高さ：4cm (片側のみの寸法)
取付可能範囲：ベッド下 5.5～25cm		重さ：約 300g (セットでの重さ)

月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円
--------------	-----------	-------------	-----------

バディーⅡ^{ツー}〈座位用〉

モルテン



ベッドでの離床支援に




工事は不要！ベースフレームの上にベッドや椅子の脚部を置いて離床動作や立ち座り動作を支援します。サイドバー標準装備。

商品番号	TAISコード
27-6341-1	00054-000057
サイズ：長さ 70 × 幅 65 × 高さ 65 ～ 78（無段階） cm	にぎり手直径：2.8cm
丸型手すり部直径：18cm	重さ：11.5kg

月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円
--------------	-----------	-------------	-----------

バディーⅡ^{ツー}〈床用〉

モルテン



布団からの離床支援に



工事は不要！ベースフレームの上に布団や座布団などを置いて離床動作や立ち座り動作を支援します。

商品番号	TAISコード
27-6324-1	00054-000056
サイズ: 長さ 70 × 幅 65 × 高さ 40 ~ 56 (無段階) cm	にぎり手直径: 2.8cm
丸型手すり部直径: 18cm	重さ: 11kg

月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額	(税別) 円
--------------	-----------	-------------	-----------

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品


バディーⅣ^{フォー} モルテン



工事は不要！

立った姿勢の保持や立つ・座などの昇降動作をサポートします。

玄関での立ち座りに



台所での立位保持に



商品番号	TAISコード
27-6367-1	00054-000068
サイズ：長さ 70 × 幅 60 × 高さ 70 ～ 80 (無段階) cm にぎり手直径：3.5cm	長丸手すりサイズ：長さ 65 × 高さ 14.5cm 重さ：15.2kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

バディーⅤ^{ファイブ} モルテン



居室・廊下での移動に



工事は不要！廊下や室内に置くだけで歩行動作を支援します。

商品名	商品番号	TAISコード
1.8mタイプ	27-6368-1	00054-000069
サイズ：長さ 180 × 幅 70 × 高さ 70 ～ 80 (無段階) cm 重さ：26.5kg	にぎり手直径：3.5cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	
円	円	

商品名	商品番号	TAISコード
1.4mタイプ	27-6369-1	00054-000069
サイズ：長さ 140 × 幅 70 × 高さ 70 ～ 80 (無段階) cm 重さ：26.0kg	にぎり手直径：3.5cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	
円	円	

状況に応じて2台組み合わせることもできます。

トイレ用手すり トイレでの立ち座りに

安寿洋式トイレ用フレーム S-はねあげR アロン化成



ひじ掛けはね上げ式で移乗に便利。

ひじ掛けのはね上げ機能が必要ない時は、ひじ掛けストッパーをかけるとより安心してお使いいただけます。

取り付け可能な温水洗浄便座付の便器	取り付け可能な洋式便器
操作盤の長さが25cm以下の場合 上面図 側面図 25cm以下 28cm以上	(A) 寸法が14cm以上、40cm以下の便器に取り付け可能。 (A) は床から20cmの高さの便器の最大幅
操作盤の長さが25cm以上の場合 上面図 側面図 25cm以上 30cm以上 26cm以下	(A) 20cm
商品番号	TAISコード
27-6431-1	00221-000343
サイズ：幅64×奥行50cm ひじ掛け長さ：35cm	ひじ掛け高さ：55・58・61・64・67・70cm (6段階) 重さ：約9kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品


安寿洋式トイレ用フレーム SUS-45

アロン化成



立ち座りをサポートする手すりを簡単に設置できます。

下記のような便器には設置できません。



商品番号	TAISコード
27-6316-1	00221-000236
サイズ：幅 70 × 奥行 47cm	ひじ掛け高さ：55・58・61・66・71cm (5段階)
ひじ掛け長さ：30cm	重さ：約 6.4kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

バディーⅥ シックス モルテン



トイレでの立ち座りに



手すりの位置をトイレ内の環境に応じて左右どちらにも変更できます。

※トイレ幅が半間(90cm)以上の場合は使用できません。

商品番号	TAISコード
27-6383-1	00054-000070
サイズ：長さ41×幅77×高さ50～60（無段階）cm	
アームレストサイズ：長さ28×幅15cm	重さ：8.2kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

バディーⅥ オプション

追加手すり

モルテン



バディーⅥに手すりを追加して、左右に設置することもできます。

商品番号	JANコード
27-6385-1	4905741903688
アームレストサイズ：長さ28×幅15cm	
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

安寿ポータブルトイレ用フレーム ささえ

アロン化成



ひじかけは冷たくなく、すべりにくいソフトな感触です。ゆったりとした扁平形状なので、握りやすく、しっかりささえます。

※設置可能トイレ／幅 51.5cm 以下、奥行 54cm 以下

商品番号	TAISコード
27-0302-1	00221-000054
背もたれ高さ：73～81cm (3段階)	ひじ掛け高さ：45～67cm (5段階)
底面部サイズ：63×63cm	重さ：8kg
月極レンタル 価格	(税別) 円
ご利用者 負担額	(税別) 円

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



歩行補助杖

介護保険レンタル対象品

歩行補助杖／松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは多点杖に限る

歩行補助杖の選び方


歩行補助杖は、①歩行時に不自由な足にかかる荷重を、足の代わりに支え、②歩行バランスの調整、③歩行パターンの矯正、④歩行速度と耐久性の改善、⑤心理的な支えなどのために、一般的には、杖の握り手をしっかり持って体重を支えるように使用する福祉用具です。利用する人の身体の状態に合わせた

杖を選択する必要があります。また、最近はアルミ合金を用いて軽量化が図られていますが、常に携帯して使うことを考えれば、①丈夫であること、②軽いこと、③デザインに優れていることなども選定の条件です。

※厚生労働省「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」(H16)より抜粋

適正な杖の長さ

①一歩前に杖をついた時に、軽くひじが曲がる(150度くらい)ものを選びましょう。必ず靴をはいた状態で調節を行いましょう。



②握りが大腿の上の端に出ている骨の突起の高さにくるものを選びましょう。腰の曲がった人の場合は、曲がった姿勢で長さを決めましょう。



※上記はあくまで目安です。福祉用具専門相談員等にご相談下さい。

四点杖 CMS-40S

松永製作所
●左右両用

非課税



身長の高い方にも使いやすい
長めのサイズ。

四脚杖 TY142S

日進医療器
●左右両用

非課税



小柄な方にも使いやすい軽量、
コンパクトタイプ。

商品番号	TAISコード
24-5303-0	00066-000222
高さ:71～93.5cm (10段階)	底面部サイズ:22×16.5cm 重さ:980g
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

商品番号	TAISコード
24-0201-0	00175-000270
高さ:54.5～74.5cm (8段階)	底面部サイズ:20.5×14cm 重さ:800g
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

歩行補助杖と歩行器の種類と特長



四点杖

四本に分岐した脚とひとつのグリップを備えた杖のことをいい脚部の広さによって安定性が変わります。杖のつき方は、四点すべてが床面につくように垂直に杖をついて歩行します。



固定式歩行器 (キャスター無・有)

四脚のフレーム構造でできている歩行補助具で、四点杖よりも支持面積が広く安定があり、グリップで支える荷重も四点杖よりも多くかけることができます。



屋内用四輪歩行車

四脚に車輪を付けたもので、前輪は自在輪、後輪は固定輪となっています。手(もしくは前腕)で体重をかけるところが馬蹄型をしているものは馬蹄形歩行車とも言います。



サイドウォーカー

他点杖よりも安定性があります。広く平らな場所での使用に適しており、歩行訓練にも利用できます。



交互式歩行器

固定式歩行器と同様四点杖よりも支持面積が広く安定があります。左右のフレームが個々に動かせるので、歩く時には左右交互に動かし、右側の歩行器・左足・左側の歩行器・右足の4回の動作の歩行となります。



屋内用六輪歩行車

四輪歩行車の形状に車輪が六輪着いたものです。中央の車輪を中心として回転することができるので小回りが利きます。

歩行支援用具は屋内移動用と屋外移動用があります。使用場所や、痛みや筋力の低下があるか、歩行時のバランスが不安定なのか、体重をかけやすいものか、バランスを補助する面積(支持面積)が広いものかどうかを確認するよ

うにしましょう。握力に左右差がある方や、拘縮のある方は、福祉用具専門相談員や理学療法士、作業療法士等専門家に相談するようにしましょう。

用具の役割 歩行能力	屋内移動		屋外移動
	痛み・筋力低下	バランスが不安定	
軽く支えるものが必要	四点杖 サイドウォーカー 固定式歩行器 (キャスター無・有)	固定式歩行器 (キャスター無・有) 交互式歩行器	歩行車
かなり支えるものが必要	屋内用四輪歩行車 屋内用六輪歩行車		
支えがあっても歩行が困難	車いす		

※上記表を参考に、使用目的、使用場所等をふまえ歩行補助杖、歩行器を選びましょう。

サイドウォーカー ミキ

脚部伸縮タイプ。
歩行訓練にも向いています。



非課税 折りたたみ

サイドウォーカーの使い方(左側にまひのある場合)

サイドウォーカーは右手で持ちます。

①サイドウォーカーを前に出す ▶ ②左足を出す ▶ ③右足を出す
この動きを繰り返して進みます。



商品番号	TAISコード
24-5304-0	00122-000118
サイズ：全幅 42～45 × 奥行 31.5～37.5 × 全高 74.5～87cm	重さ：2kg
折りたたみ時：全幅 41.5～44 × 奥行 7 × 全高 78～90.5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



歩行器

介護保険レンタル対象品

歩行器／歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る


- 車輪を有するものにあつては、体の前および左右を囲む把手等を有するもの
- 四脚を有するものにあつては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行器の高さの決め方

一般的には脚の付け根部(大転子)や手首の突起部(尺骨茎状突起)に合わせて歩行器の高さを調節すると言われています。ご利用者様のお身体の状態に合わせて、楽な立位で歩行器のグリップを握り、軽く肘を曲げた状態に調節すると力が入りやすくなります。また、肘が伸びきった状態に高さを設定するとストッパーが作動するタイプの場合、歩行器に荷重をかけることができず、膝などに負担がかかる原因となります。

高さ決めの際、室内で高さを調節すると、屋外で高さが合っていない…?!となる場合があります。屋外で使用する場合は“くつ”の高さを忘れずに考慮してください。


※ご使用にあたって、専門家(医師、理学療法士、介護福祉士、ケアマネジャー、福祉用具専門相談員等)にご相談ください。



〔資料提供：イースタイ〕

セーフティーアームウォーカー イースタイ

非課税 折りたたみ



屋内外兼用

サイズ	商品番号	TAISコード
スタンダード	23-5516-0	00465-000036
折りたたみ時：幅 56 × 奥行 11 × 高さ 68cm 重さ：2.8kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

立ち上がりの動作をサポートする下段グリップがついています。安定性のある固定型。

屋内外兼用


サイズ	商品番号	TAISコード
ミニ	23-5506-0	00465-000037
折りたたみ時：幅 54 × 奥行 10 × 高さ 60.5cm 重さ：2.7kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

屋内向

サイズ	商品番号	TAISコード
SS	23-5742-0	00465-000043
折りたたみ時：幅 45.5 × 奥行 10.5 × 高さ 60cm 重さ：2.5kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

セーフティーアームウォーカー Cタイプ イースタイ

非課税 折りたたみ 屋内向



前脚が1方向に固定されており、ゆっくり歩行できます。体重をかけると作動するストッパー付き。


サイズ	商品番号	TAISコード
スタンダード	23-5552-0	00465-000025
折りたたみ時：幅 60 × 奥行 11 × 高さ 73.5cm 重さ：3.1kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

サイズ	商品番号	TAISコード
ミニ	23-5507-0	00465-000040
折りたたみ時：幅 57 × 奥行 10 × 高さ 66cm 重さ：2.9kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円
サイズ	商品番号	TAISコード
SS	23-5743-0	00465-000044
折りたたみ時：幅 49 × 奥行 10.5 × 高さ 65.5cm 重さ：2.7kg		
月極レンタル価格	円	ご利用者負担額 円

セーフティーアームウォーカー Mタイプ

イーストアイ

非課税 折りたたみ 屋内向



サイズ	商品番号	TAISコード
スタンダード	23-5542-0	00465-000039
折りたたみ時：幅 63 × 奥行 11 × 高さ 76.5cm 重さ：3.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


前脚は方向転換がスムーズで小回りが利きます。
体重をかけると作動するストッパー付き。

サイズ	商品番号	TAISコード
ミニ	23-5508-0	00465-000041
折りたたみ時：幅 61 × 奥行 10 × 高さ 68cm 重さ：3.3kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
サイズ	商品番号	TAISコード
SS	23-5744-0	00465-000045
折りたたみ時：幅 52 × 奥行 12.5 × 高さ 68cm 重さ：3.1kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

セーフティーアームウォーカー Gタイプ

イーストアイ

非課税 折りたたみ 屋内外兼用



安定性のあるツインゴムキャスター。
タイヤ幅が広く、アスファルト等舗装された路面での歩行にも向いています。

サイズ	商品番号	TAISコード
スタンダード	23-5551-0	00465-000038
折りたたみ時：幅 64 × 奥行 13.5 × 高さ 82.5cm 重さ：4.8kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円
サイズ	商品番号	TAISコード
ミニ	23-5505-0	00465-000027
折りたたみ時：幅 62 × 奥行 13.5 × 高さ 75cm 重さ：4.5kg		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


キャスター付きコンパクト
歩行器 C2021CR

アクションジャパン

非課税 折りたたみ

屋内向

幅をとらず小柄な方も
使いやすいサイズ。



☎：在庫数に限りがございます。
お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
23-0520-0	00428-000018
折りたたみ時：幅 51 × 奥行 10 × 高さ 72 ~ 85cm 重さ：3.4kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


スイングキャスター付き
コンパクト歩行器 C2021CMR

アクションジャパン

非課税 折りたたみ

屋内向

前輪が自在に動き、
よりスムーズに移動できます。



☎：在庫数に限りがございます。
お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
23-0521-0	00428-000019
折りたたみ時：幅 51 × 奥行 10 × 高さ 72 ~ 85cm 重さ：3.9kg	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

交互歩行器 C2023

非課税

折りたたみ

屋内向

アクションジャパン

歩幅に合わせて、左右のフレームを交互に動かします。
持ち上げる力の弱い方でも操作できます。



商品番号	TAISコード
23-0511-0	00428-000015
折りたたみ時：幅 54 × 奥行 10 × 高さ 73 ~ 86cm 重さ：2.7kg	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円


固定型歩行器二段式 3181-300

非課税

屋内向

ラックヘルスケア

ベッドやトイレからの立ち上がりがスムーズです。



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
23-5515-0	00245-000019
重さ：2.7kg	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

アルコール DX(デラックス)

非課税

折りたたみ

屋内向

星光医療器製作所



ベッド下部に脚部が入り、
歩行器を手前に寄せて
立ち座りができます。

商品番号	TAISコード
23-0613-0	00125-000007
折りたたみ時：幅 22 × 奥行 65 × 高さ 86.5 ~ 122.5cm 重さ：11.8kg キャスター：直径 11cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

立ち上がり歩行器

非課税

折りたたみ

屋内向

C2021W

アクションジャパン

いすやトイレでの離着席を、二段式グリップがしっかり応援します。



商品番号	TAISコード
23-5574-0	00428-000021
折りたたみ時：幅 58 × 奥行 10 × 高さ 78 ~ 91cm 重さ：2.8kg	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

アルコール 1G-T 型

非課税

折りたたみ

屋内向

星光医療器製作所



商品番号	TAISコード
23-5534-0	00125-000021
折りたたみ時：幅 22 × 奥行 57 × 高さ 87.5 ~ 107.5cm 重さ：13.6kg キャスター：直径 11cm	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

ホップステップ SM-40(ブレーキ付)

非課税

折りたたみ

屋内向

松永製作所



狭い場所でも移動しやすい
小回りのきく6輪歩行器。
回転半径44cm。

商品番号	TAISコード
23-0150-0	00066-000150
折りたたみ時：幅 25.7 × 奥行 72.1 × 高さ 107.1 ~ 141.1cm 重さ：14.4kg キャスター：直径 4 インチ	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

シンフォニー SP

島製作所

折りたたみ 屋内外兼用



優れた機能と安定性で歩行をサポートします。

※歩行時は座面を上げてご使用ください。

カラー	商品番号	TAISコード
CLブラウン	52-0159-1	00576-000014
格子紺	52-0414-1	00576-000014

折りたたみ時：幅 50 × 奥行 28.5 × 高さ 86.5cm 袋サイズ：幅 30.5 × 奥行 14.5 × 高さ 26cm
重さ：約 5.9kg カスター：直径約 14.5cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

ティコブリトル(HS05)

幸和製作所

折りたたみ 屋外向

軽量、コンパクトで扱いやすい。
ハンドル高さが幅広く調整できます。

※歩行時は座面を上げてご使用ください。

カラー	商品番号	TAISコード
チェックブルー	23-5738-1	00030-000099
ブラック	23-5739-1	00030-000099

折りたたみ時：幅 52 × 奥行 40 × 高さ 73cm 袋サイズ：幅 32 × 奥行 12 × 高さ 26cm
重さ：5kg カスター：前輪直径 18cm、後輪直径 15cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

ウォーキー S スローダウブレイキ付
ウォーキー M スローダウブレイキ付
ラックヘルスケア

非課税 折りたたみ 屋外向



シート跳ね上げにより、足元に広いスペースができ、自然な姿勢で安全に歩行できます。

※歩行時は座面を上げてご使用ください。
※メーカー商品名：ウォーキー II Sサイズ / Mサイズ

商品名	商品番号	TAISコード
ウォーキー S	23-5529-0	00245-000131

折りたたみ時：幅 55 × 奥行 25 × 高さ 71cm
重さ：7.2kg カスター：直径 20cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

商品名	商品番号	TAISコード
ウォーキー M	23-5530-0	00245-000132

折りたたみ時：幅 60 × 奥行 25 × 高さ 75cm
重さ：7.4kg カスター：直径 20cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

ハッピーミニ

竹虎ヒューマンケア

折りたたみ 屋内外兼用



横幅50cm、せまい路地や室内でも扱いやすいコンパクトモデルです。

カラー	商品番号	TAISコード
パープルメタリック	23-5748-1	00110-000103
ミルクティーベージュ	23-5747-1	00110-000103

折りたたみ時：幅 50 × 奥行 39.5 × 高さ 70 ~ 79cm
重さ：6.5kg カスター：直径 18cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

ハッピー II

竹虎ヒューマンケア

折りたたみ 屋外向

使用時の安定感と、座席の座り心地の良さがポイントです。



商品番号	TAISコード
23-5514-1	00110-000095

折りたたみ時：幅 55.5 × 奥行 43.5 × 高さ 78 ~ 87cm
重さ：7.7kg カスター：直径 19cm

月極レンタル価格	(税別) 円	ご利用者負担額	(税別) 円
----------	--------	---------	--------

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

ケアステッピー

非課税
グリーンケア
オリジナル
折りたたみ
屋外向

幸和製作所

コンパクトでも、
たくさん入るバッグ付き。



※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品番号	23-5555-0
TAISコード	00030-000070
折りたたみ時：全幅 61 × 奥行 34 × 全高 84.5cm	
袋サイズ：幅 28.5 × 奥行 15 × 高さ 38cm	
重さ：6.1kg	
キャスター：前輪直径 20cm、後輪直径 15cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

エボリューション ウォーカー PS

折りたたみ
屋外向

竹虎ヒューマンケア

低重心構造で安定感は抜群。



商品番号	23-5519-1
TAISコード	00110-000096
折りたたみ時：全幅 46cm (バスケット含む)	
重さ：7.7kg	
キャスター：直径 20cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

パセオ HO 001

非課税
折りたたみ
屋外向

幸和製作所

背の高い方向きの歩行器です。



※歩行時は座面を上げてご使用ください。

商品番号	23-5541-0
TAISコード	00030-000031
折りたたみ時：幅 60 × 奥行 44.5 × 高さ 96cm	
重さ：6.8kg	
キャスター：前輪直径 20cm、後輪直径 15cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

歩行器サイズ一覧

商品名 仕様		掲載 ページ	屋内向 屋外向	使用時最大サイズ				座面高さ cm	キャス ター 直径 cm	重さ kg
				幅	奥行き	高さ	下段 グリップ高さ			
				cm	cm	cm	cm			
セーフティー アーム ウォーカー	スタンダード	38	屋内外 兼用	57	45	66.5 ~ 76.5	34 ~ 44	-	-	2.8
	ミニ		屋内外 兼用	54	43	59 ~ 69	32 ~ 42	-	-	2.7
	SS		屋内向	47	39	59 ~ 69	32 ~ 42	-	-	2.5
セーフティー アーム ウォーカー Cタイプ	スタンダード		屋内向	57	51	71.5 ~ 81.5	39 ~ 49	-	-	3.1
	ミニ		屋内向	55	48	64 ~ 74	36.5 ~ 46.5	-	-	2.9
	SS		屋内向	47	44	64 ~ 74	36.5 ~ 46.5	-	-	2.7
セーフティー アーム ウォーカー Mタイプ	スタンダード	39	屋内向	62	54	73.5 ~ 83.5	41 ~ 51	-	-	3.5
	ミニ		屋内向	60	52	66 ~ 76	39 ~ 49	-	-	3.3
	SS		屋内向	52	48	66 ~ 76	39 ~ 49	-	-	3.1

歩行器サイズ一覧

商品名 仕様		掲載 ページ	屋内向 屋外向	使用時最大サイズ				座面高さ	キャス ター	重さ
				幅	奥行き	高さ	下段 グリップ高さ			
				cm	cm	cm	cm			
セーフティー アーム ウォーカー Gタイプ	スタンダード	39	屋内外 兼用	68	59	79.5 ～ 89.5	47 ～ 57	-	-	4.8
	ミニ		屋内外 兼用	65.5	57	72 ～ 82	44.5 ～ 54.5	-	-	4.5
キャスター付きコンパクト 歩行器 C2021CR			屋内向	51	51	78 ～ 88	-	-	-	3.4
スイングキャスター付き コンパクト歩行器 C2021CMR			屋内向	57	60	78 ～ 88	-	-	-	3.9
交互歩行器 C2023		40	屋内向	54	46	73 ～ 86	-	-	-	2.7
立ち上がり歩行器 C2021W			屋内向	58	49	78 ～ 91	-	-	-	2.8
固定型歩行器 二段式 3181-300			屋内向	上段グリップ部 54.5 底面部(最大時) 58	48	78.5 ～ 96.5	52.5 ～ 70.5	-	-	2.7
アルコー 1G-T 型			屋内向	51.5	57	87.5 ～ 107.5	-	-	11	13.6
アルコー DX (デラックス)			屋内向	61	65	86.5 ～ 122.5	-	-	11	11.8
ホップステップ SM-40 (ブレーキ付)			屋内向	55 ～ 65	72.5	86 ～ 120	-	-	4 インチ	14.4
シンフォニー SP		41	屋内外 兼用	50	56	78.5 ～ 88	-	約 41	約 14.5	約 5.9
ティコブリトル (HS05)			屋外向	52	64	65 ～ 83	-	50	前輪 18 後輪 15	5
ウォーカー S スローダウンブレーキ付			屋外向	55	63.5	67.5 ～ 80	-	48	20	7.2
ウォーカー M スローダウンブレーキ付			屋外向	61.5	65.5	76 ～ 89	-	53	20	7.4
ハッピーミニ			屋内外 兼用	50	57.5	70 ～ 79	-	43	18	6.5
ハッピーⅡ			屋外向	55.5	62	78 ～ 87	-	50	19	7.7
ケアステッピー		42	屋外向	61	58.5	76 ～ 80.5	-	50.5	前輪 20 後輪 15	6.1
エボリューション ウォーカー PS			屋外向	61	67.5	74 ～ 83	-	43	20	7.7
パセオ HO 001			屋外向	60	69.5	83 ～ 93	-	46.5	前輪 20 後輪 15	6.8

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



車いす・車いす付属品

介護保険レンタル対象品

車いす／次のいずれかに限る ●自走用標準型車いす ●普通型電動車いす ●介助用標準型車いす
車いす付属品／クッション、電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるものに限る

車いすの選び方


車いすの機能は大きく分けて、駆動(移動)と座位保持の機能があります。自分でこぐことができるかどうか、端座位姿勢が安定しているかどうかを基にして、さらに本人の体格に合わせて寸法を選ぶようにしましょう。中でもモジュラー型は調整が

可能であり、アームサポートの跳ね上げ機能等がついているので、移乗もしやすくなっているのが特徴です。(端座位とは、ベッドの端で足を下ろして背もたれなしで座っている状態のことを言います。)

駆動方法 座位バランス	両手駆動	片手片足駆動	できない
つかまらないうで 端座位が取れる	自走用 六輪車	自走用低床式 モジュラー型低床式	自走用 介助用 モジュラー型
つかまれば 端座位が取れる	自走用 六輪車 自走用モジュラー型	自走用低床式 モジュラー型低床式	モジュラー型 チルト・リクライニング
端座位が取れない	チルト・リクライニング		チルト・リクライニング

※上記表を参考に、使用目的、場所、座面の高さ、座シートの幅をふまえ車いすを選びましょう。

車いすのサイズの見方



座幅	①に2～4cm(座った状態で介助者の手が入る程度のゆとり)を足します。 座幅(座シートの幅)は、車いすを利用しているときに上体が不安定にならないように、ご利用者の身体状況や生活パターンに応じて検討しましょう。
前座高	②に5～8cm(足こぎする場合は0～2cm)を足します。(※) 前座高(座面の高さ)は、快適性や移乗性を左右するといわれます。 足こぎする場合はかかとがしっかりと床につくものがよいでしょう。
座奥行	③から3～4cm(シートがひざの内側より少し短くなるくらい)を引きます。
ひじ高	④に1～2cm(ひじを無理なく曲げて乗せられるくらい)を足します。(※)
後座高	②に合わせます(前座高をベースに、駆動、姿勢保持等を考慮して設定します)。(※)

(※)必要に応じてクッションの厚さを考慮しましょう。※上記はあくまで目安です。福祉用具専門相談員等にご相談下さい。

介護保険では、2種類同時レンタルも可能

介護保険では、利用限度額の範囲内で用途の異なる車いすを2種類同時にレンタルすることができます。

室内用と外出用をレンタルし、使い分ければ、行動範囲もより広がります。詳しくは、グリーンケア取扱店にご相談ください。下記のような組み合わせも可能です。

ご自分で駆動できる場合は

室内用に



けあ花がすみ(自走用)

外出用に



軽量電動車いすJWX-1M

介護を必要とされる場合は

室内用に



ケアアジャスト(介護用)

外出用に



電動アシスト型車いす
ハイパワー型アシスト
ホイール100(介護用)

車いす名称

介助用ブレーキレバー

背シート

タイヤ (後輪)

ハンドリム

キャスター(前輪)

ハンドグリップ

ひじ当て
(アームサポート)

座シート

レッグサポート

フットサポート
(フットレスト)


車いすの機能表示

介助用
ブレーキレバー



介助用のブレーキレバーが付いています。

ひじ当て
ウイング



ひじ当てがはね上がり、移乗に便利です。

ひじ当て
高さ調節



ご利用者の体に合わせてひじ当ての高さが調整できます。

スイング
アウト



フット・レッグサポートが外方折りたたみ式で、移乗や片足歩行の時に便利です。

背張り
調節




ご利用者の体の状態に合わせて背シートの張りが調節できます。

グリップ
高さ調節




介助者の手の位置に合わせてグリップの高さを調節できます。

ノーパンク
タイヤ




空気圧の低下や、空気漏れの心配がありません。

ショックレス
キャスター




屋外などの凸凹のある道でも振動が伝わりにくいキャスターです。

クッション付




長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果もあります。

シート
ベルト付



車いすからずり落ちないように体を固定します。

チルト



座と背もたれの角度はそのまま後方に倒れます。

リクライニング



背もたれが後方に倒れます。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

車いす一覧表

タイプ	掲載 ページ	商品名称	各部サイズ		
			重さ	座幅	前座高
			kg	cm	cm
自走用	49	MM-フィット（自走用）Hi22	17.4	38/40/42	43.5/46
		MM-フィット（自走用）Hi20	16.9	38/40/42	41/43.5/46
		MM-フィット（自走用）Lo20	16.9	38/40/42	35/37.5/40
		ケアジャスト（自走用）MC-KM001	14.7	38/40/42	40/42.5/45
	50	スキット 4	13.7	40	43.5
		モックスイングアウト（自走用）MOCSSW-43DB	11.8	40	43.5
		けあ・ら・くどう	16.3	40	34/36.5
	51	キックル	約 15	40	36/38/40
		RX-1 Lo（自走用）	15.1	40	37.5
		室内専用 6 輪車いすフルット MQ-40SW	15.9	40	40
	52	室内専用 6 輪車いすタイトターン TT-01E-2	17.6	40	38/40
		M-1 スタイル（自走用）MP-43JD SHG	13.7	40	43.5
		けあ花がすみ（自走用）	13.7	40	43.5
	53	かるがもくん（自走用）M-40KDB	11.8	40	40
		自走用車いす NC-1CB-CS	13.9	40	43
		BAL-1（自走用）	12.9	40	43.5
		ケアスリム	10.7	40	43.5
		ケアスリムドラムブレーキ付	11.4	40	43.5
介助用	54	MM-フィット（介護用）Hi16	15.5	38/40/42	41/43.5/46
		MM-フィット（介護用）Lo16	15.4	38/40/42	35/37.5/40
		ケアジャスト（介護用）MC-KM002	13	38/40/42	40/42.5/45
	55	スキット 1	9.9	40	43.5
		スキット 2	12.7	40	43.5
		モックスイングアウト（介護用）MOCCSW-43DB	11.1	40	43.5
	56	跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16 ヒールホールドタイプ	13.9	40	46
		跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16	13.8	40	46
		RXC-1 Lo（介護用）	13.3	40	37.5
	57	かるがもくん（介護用）MC-43KDB	9.9	40	43.5
		介護用車いす NC-2CB-CS	11.7	40	43
		BAL-2（介助用）	11.5	40	46.5
	58	軽 7 NAH-L7-CS	7.8	40	44
		M-1 スタイル（介護用）MPC-46JD SHG	12.6	40	46.5
		けあ花がすみ（介護用）	12.6	40	46.5
チルト・ リクライニング	59	オアシスポジティブ（介助型）	25.4	40	43
		TRC-2	23.9	40	43.5
		ケアスイング足踏みブレーキ付	20.9	40	43.5
	60	リクライニング型車いす MW-14 R-2	20.3	40	46
		ネッティ 4U（フォーユー）	29	40	44
		グランドフリッチャー SP	26	42	45/47.5/50
電動アシスト	61	ハイパワー型アシストホイール 100 自走用	24.6	40	44.5
		ハイパワー型アシストホイール 100 介護用	24.2	40	47
電動車いす	62	マイピア BT40S	107	—	—
		マイメイト YM-10AG	100	—	—
		軽量電動車いす JWX-1M	29.5	40	43.5
		セニアカー ET-4A	99	—	—

車いす一覧表

各部サイズ							機能				
後座高	ひじ高	座奥行	全幅	全高	全長	折りたたみ幅	介助用 ブレーキ レバー	ひじ当て ウイング	スイング アウト	背張り 調整	ノーパンク タイヤ
cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm					
41/43.5	22/24.5/27/29.5	40	58/60/62	90.5～98	98	33	○	○	○	○	○
38.5/41/43.5	22/24.5/27/29.5	40	58/60/62	88～98	96.5	33	○	○	○	○	○
32.5/35/37.5	26.5/29/31.5/34	38	58/60/62	85.5～95.5	96	33	○	○	○	○	○
37.5/40/42.5	24	40	58/60/62	85/87.5/90	98	32	○	○	○		○
41	22	40	55	86	98	28.5	○	○	○	○	
41	22.5	38	56	87.5	95.5	31	○		○		○
33.5/36	27～34.5	36/38/40/42	61	85/87.5	92～98	35	○			○	○
34/36/38	22/24/26/28/30	38	61	92/94/96	96	35	○	○		○	○
35	26	37	64	90	97	33	○			○	
37.5	23/25/27/29/31	40	61	86	93	35			○	○	○
35/37	25～33	40	60	83/85	99	32.5			○	○	
41	22.5	40	65	86.5	98.5	34.5	○			○	○
41	22.5	40	65	86.5	98.5	34.5	○			○	
37.5	22	40	65	83	96	35	○				○
41	22	40	64	88	99	34	○				○
41	22	40	64	86.5	98	33.5	○				○
41	22	40	59	86	97	32	○				○
41	22	40	62	86	97	35	○				○
38.5/41/43.5	22/24.5/27/29.5	40	56/58/60	88～98	96.5	32	○	○	○	○	○
32.5/35/37.5	26.5/29/31.5/34	38	56/58/60	85.5～95.5	96	32	○	○	○	○	○
37.5/40/42.5	24	40	55/57/59	85/87.5/90	96	30	○	○	○		○
41	22	40	47	86	94	20	○				
41	22	40	48	86	94.5	21	○	○	○	○	
41	22.5	38	55	86.5	91	29.5	○		○		
43.5	22	40	58	89	95	30	○	○	○	○	
43.5	22	40	58	88.5	94	27	○	○	○	○	
35	26	37	59	90	97	28	○			○	
41	22	40	60	86	94	28	○				
41	22	40	60	88	96	30	○				
44	22	40	59	88.5	96.5	27	○				○
42	24	38	56	90	92	28	○				
43.5	22.5	40	60	88.5	96.5	33	○			○	
44	22.5	40	60	88.5	96.5	33	○			○	
43	0/14～26	35	53	107.5	90.5	32	○		○	○	
43.5	22/24/26/28/30/32	40	62	113～130	108	35	○	○	○		
43.5	24/26.5/29/31.5	40	62	103～126	104	40	○	○	○	○	○
43.5	23.5	40	56	127.5	106.5	24	○				
44	25.5～39	37.5～45	58	109.5	94	58	○				
45/47.5/50	22/24/26/28/30	40	66.5	129/131.5/134	119.5	42	○	○	○	○	
41.7	25	40	65.5	87	105	38	○			○	○
44.2	23	40	59	88	100	33	○	○	○	○	
—	—	—	65	106.5	119.5	—					○
—	—	—	65	108	119.5	—					○
41	23	40	60	87	101	39	○		○	○	
—	—	—	65	96	119	—					○

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品


種類	車いす一覧表				
自走用車いす	MMフィット P49  ケアアジャスト P49  スキット4 P50 モックスイングアウト P50 けあ・ら・く・どろ P50				
					
	キックル P51	RX-1 Lo P51	クルット P51 	タイトターン P52 	M-1スタイル P52
介助用車いす	MMフィット P54  ケアアジャスト P54  スキット1 P55 スキット2 P55 モックスイングアウト P55				
					
	MWSC-16 ヒールホールドタイプ P56	MWSC-16 P56	RXC-1 Lo P56	かるがもくん P57	
チルト式車いす	NC-2CB-CS P57 BAL-2 P57 軽7 P58 M-1スタイル P58 けあ花がすみ P58				
					
電動車いす	オアシスポジティブ P59 TRC-2 P59 ケアスイング P59				
					
		MW-14 R-2 P60	ネッティ4U P60	グランドフリッチャーSP P60	
モジュラー型車いす	ハイパワー型 アシストホイール100 (自走用) P61				
			マイビア P62	マイメイト P62	JWX-1M P62
					

モジュラー型車いす

 このマークはモジュラー型車いすです。

使用者自ら駆動する車いすの中で、座幅・ひじ当て高さなどの調整機能やひじ当ての跳ね上げ(取り外し)機能やフットサポートのスイングアウト機能がついているものです。

六輪車

 このマークは六輪車です。


自走式車いすの中で前輪・駆動輪・後輪があり駆動輪を中心として回転することができるため小回りが利く車いすです。体重を後方にかけることにより前輪を上げることができるので小さな段差乗り越える時は少ない力で乗り越えることができます。

自走用

MM-フィット(自走用)

ミキ


体型や状況に応じて適したサイズ (3種類)からお選びください。



サイズ	商品番号	TAISコード
Hi22	21-5300-0	00122-000346
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ	重さ：17.4kg
折りたたみサイズ：全幅 33 × 全高 67 ~ 74.5 × 全長 74cm		
クッション厚さ：6cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
Hi20	21-5301-0	00122-000347
前輪：6 インチ	後輪：20 インチ	重さ：16.9kg
折りたたみサイズ：全幅 33 × 全高 64.5 ~ 74.5 × 全長 71.5cm		
クッション厚さ：6cm		
サイズ	商品番号	TAISコード
Lo20	21-5303-0	00122-000349
前輪：6 インチ	後輪：20 インチ	重さ：16.9kg
折りたたみサイズ：全幅 33 × 全高 62 ~ 72 × 全長 74cm		
クッション厚さ：6cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

ケアアジャスト(自走用) MC-KM001

ミキ



非課税

グリーンケア
オリジナル

介護用
ブレーキレバー

ひじ当て
ウイング

シート
ベルト付

クッション付

スイング
アウト

ノーパンク
タイヤ

ショックレス
キャスター

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5247-0	00122-000304
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ
重さ：14.7kg	
折りたたみサイズ：全幅 32 × 全高 65.5・68・70.5 × 全長 73.5cm	
クッション厚さ：5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オプション

エルゴエレベータリングⅡ
(ケアアジャスト、ケアスイング足踏みブレーキ付専用)

ミキ

ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて
自在にフットレストの位置を変えられます。

※詳しくは P63 をご覧ください。

ケアアジャストの特長

●ご利用者に合わせてサイズ調整

お届けしてからご利用者の部位を測り、座幅や座高をちょうどよい
サイズに調整するフィッティング型車いす。体型や状態にできる限り
フィットし、疲れにくく移乗の動作もスムーズになります。

●前座高は40・42.5・45cm(3段階)

調整幅が広いタイプです。

●左右のレッグサポートが分かれて、より便利に

レッグサポートのベルトが左右それぞれに、ご利用者の状態に応じ
て右足と左足の位置を調整でき、座位姿勢がより安定します。

ケアアジャスト・MM-フィットのお申込み方法

●お申込みの際は

目安になる座幅と前座高のサイズをcm単位でグリーンケア取扱店ま
でお知らせください。 例) 座幅サイズ×前座高サイズ: 38cm×40cm

●快適クッション標準装備

長時間でも疲れにくいクッション付き。車いすを折りた
たむときはクッションを取りはずしてください。

●シートベルト付きで安心

車いすからの転倒を防ぐシートベルト付きで下り坂など
の走行も安心。

●お届けの際は

お届けの際、ご利用者の状況に合わせて車いすの座幅と前座高のサイズを、介助す
る方の身長に合わせてハンドグリップの高さを調整します。

※ハンドグリップの高さ調節はMM-フィットのみ

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

自走用


スキット 4(自走用)

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイング背張り
調節スイング
アウトショックレス
キャスター

コンパクトで小回りのきく、多機能型車いすです。



商品番号	TAISコード	
21-5637-0	00122-000411	
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ	重さ：13.7Kg
折りたたみサイズ：全幅 28.5 × 全高 66.5 × 全長 72.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


モックスイングアウト(自走用) MOC SW-43DB

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバースイング
アウトノーバンク
タイヤショックレス
キャスター

幅が小さく、コンパクト。ハンドリムが本体フレームに近く、こぎやすくなりました。



商品番号	TAISコード	
21-5248-0	00122-000290	
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ	重さ：11.8kg
折りたたみサイズ：全幅 31 × 全高 68 × 全長 71.5cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

けあ・ら・くどう

ミキ


非課税

グリーンケア
オリジナル介助用
ブレーキレバーひじ当て
高さ調節

クッション付

背張り
調節ノーバンク
タイヤショックレス
キャスター

座奥行き調整機能によりご利用者のベストポジションを簡単調整。



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード	
21-5367-0	00122-000385	
前輪：5 インチ	後輪：22 インチ	クッション厚さ：6cm 重さ：16.3kg
折りたたみサイズ：全幅 35 × 全高 61 × 全長 92cm（前座高 34、座奥行き 36 のとき）		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

自走用

キックル

日進医療器



非課税


介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイングひじ当て
高さ調節

クッション付

背張り
調節ノーバンク
タイヤ

自然な姿勢での足こぎ・片手片足こぎ・手こぎが可能です。
アーチクロス型フレームが座面の下に広い足駆動スペースを確保します。
ブレーキレバー延長棒 (+18cm) 1本付属。

転倒防止バー標準装備



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5355-0	00175-000249
前輪：5 インチ	後輪：20 インチ
重さ：約 15kg	
折りたたみサイズ：全幅 35 × 全高 60 × 全長 89cm (前座高 36cm のとき) クッション厚さ：前方 5cm、後方 4cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

RX-1 Lo(自走用)

ミキ



非課税


介助用
ブレーキレバー

クッション付

背張り
調節

背シートのフレームが後傾しており快適な座り心地です。
タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。
※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5587-0	00122-000428
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ
重さ：15.1kg	
折りたたみサイズ：全幅 33 × 全高 65 × 全長 93cm クッション厚さ：6cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

室内専用 6 輪車いすフルット MQ-40SW

ミキ

小回りがきき、狭い廊下の角などにも効果を発揮。


非課税

ひじ当て
高さ調節背張り
調節スイング
アウトノーバンク
タイヤ

ブルー



グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5297-0	00122-000373
レッド	21-5298-0	00122-000373
グレー	21-5299-0	00122-000373
キャスター：(前) 4 インチ (後) 3 インチ		タイヤ：20 インチ
折りたたみサイズ：全幅 35 × 全高 63 × 全長 70cm		重さ：15.9kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額
		円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

自走用

室内専用 6 輪車いすタイトターン TT-01E-2

松永製作所

非課税


クッション付

背張り調節

ひじ当て高さ調節

スイングアウト

せまい廊下でも使いやすい最小回転半径54.5cm。



※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5281-0	00066-000154
キャスター：4 インチ	タイヤ：20 インチ
クッション厚さ：前方 4cm、後方 2cm	重さ：17.6kg
月極レンタル価格	ご利用者負担額
円	円

M-1 スタイル(自走用) MP-43JD SHG

ミキ

好きなシートカラーをお選びください。

非課税

介助用ブレーキレバー

背張り調節

ノーバンクタイヤ




ブルー



レッド



グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5236-0	00122-000334
レッド	21-5237-0	00122-000334
グレー	21-5238-0	00122-000334
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ	重さ：13.7kg
折りたたみサイズ：全幅 34.5 × 全高 67 × 全長 98cm		
月極レンタル価格	ご利用者負担額	円
円	円	円

けあ花がすみ(自走用)

ミキ

非課税

グリーンケアオリジナル

介助用ブレーキレバー

背張り調節


ショックレスキャスター

お洒落なブラウンのフレームと和柄のシートカラー。
 タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。
 ※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ



面で押し付けてタイヤをがっちりホールドするのでブレーキ制動がアップします。



カラー	商品番号	商品コード
朱色	21-5590-0	00122-MC-HG002
藍色	21-5591-0	00122-MC-HG002
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ	重さ：13.7kg
折りたたみサイズ：全幅 34.5 × 全高 67 × 全長 98cm		
月極レンタル価格	ご利用者負担額	円
円	円	円

朱色



藍色

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
・徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品


自走用

かるがもくん(自走用) M-40KDB

ミキ



軽く、コンパクトな低床タイプです。




商品番号	TAISコード
21-5244-0	00122-000146
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ 重さ：11.8kg
折りたたみサイズ：全幅 35 × 全高 66 × 全長 95cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

自走用車いす NC-1CB-CS

日進医療器




明るいシートカラーが特徴の車いすです。



商品番号	TAISコード
21-5568-0	00175-000242
前輪：6インチ	後輪：22インチ 重さ：13.9kg
折りたたみサイズ：全幅34×全高66×全長99cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

BAL-1(自走用) NEW

ミキ

非課税 介護用
ブレーキ
ノーパンク
タイヤノーパンクタイヤ標準装備の
スタンダードモデルです。


商品番号	TAISコード
21-5755-0	00122-000451
前輪：6インチ	後輪：22インチ 重さ：12.9kg
折りたたみサイズ：全幅33.5×全高67×全長96.5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ケアスリム

ミキ

非課税 グリーンケア
オリジナル 介護用
ブレーキ ノーパンク
タイヤ ショックレス
キャスター

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。



商品名	商品番号	TAISコード
ケアスリム	21-0343-0	00122-000227
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額	円	円
商品名	商品番号	TAISコード
ケアスリムドラムブレーキ付	21-5242-0	00122-000306
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ 重さ：10.7(11.4)kg	
折りたたみサイズ：全幅 32(35) × 全高 67 × 全長 97cm		
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額	円	円

・特殊
寝台
付属品床
ずれ
防止
用具体
位
変
換
器認知
症
老
人
徘徊
感
知
器手
すり歩
行
補
助
杖歩
行
器車
い
す
・
付
属
品ス
ロ
ー
プ移
動
用
リ
フ
ト
・
つ
り
具販
売
品

介助用

MM-フィット(介護用)

ミキ



非課税

介助用
ブレーキレバーグリップ
高さ調節ひじ当て
ウイングひじ当て
高さ調節

クッション付

背張り
調節スイング
アウトノーバンク
タイヤショックレス
キャスター

体型や状況に応じて適したサイズ(2種類)からお選びください。



※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず

サイズ	商品番号	TAISコード
Hi16	21-5302-0	00122-000348
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ	重さ：15.5kg
クッション厚さ：6cm	折りたたみサイズ：全幅 32 × 全高 64.5 ~ 74.5 × 全長 66.5cm	
サイズ	商品番号	TAISコード
Lo16	21-5304-0	00122-000350
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ	重さ：15.4kg
クッション厚さ：6cm	折りたたみサイズ：全幅 32 × 全高 62 ~ 72 × 全長 69.5cm	

月極レンタル
価格

円

ご利用者
負担額

円

ケアアジャスト(介護用) MC-KM002

ミキ


非課税

グリーンケア
オリジナル介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイングシート
ベルト付

クッション付

スイング
アウトノーバンク
タイヤショックレス
キャスター

※前座高・後座高、ひじ高はクッションの厚み含まず



商品番号	TAISコード
21-5246-0	00122-000305
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ
クッション厚さ：5cm	折りたたみサイズ：全幅 30 × 全高 65.5 ~ 68 ~ 70.5 × 全長 65cm

月極レンタル
価格

円

ご利用者
負担額

円

オプション

エルゴエレベータィングⅡ

(ケアアジャスト、ケアスイング足踏みブレーキ付専用)

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットレストの位置を変えられます。

※詳しくは P63 をご覧ください。

ケアアジャストの特長

●ご利用者に合わせてサイズ調整

お届けしてからご利用者の部位を測り、座幅や座高をちょうどよいサイズに調整するフィッティング型車いす。体型や状態にできる限りフィットし、疲れにくく移乗の動作もスムーズになります。

●前座高は40・42.5・45cm(3段階)

調整幅が広いタイプです。

●左右のレッグサポートが分かれて、より便利に

レッグサポートのベルトが左右それぞれに、ご利用者の状態に応じて右足と左足の位置を調整でき、座位姿勢がより安定します。

●快適クッション標準装備

長時間でも疲れにくいクッション付き。車いすを折りたたむときはクッションを取りはずしてください。

●シートベルト付きで安心

車いすからの転倒を防ぐシートベルト付きで下り坂などの走行も安心。



ケアアジャスト・MM-フィットのお申込み方法

●お申込みの際は

目安になる座幅と前座高のサイズをcm単位でグリーンケア取扱店までお知らせください。例) 座幅サイズ×前座高サイズ: 38cm×40cm

●お届けの際は

お届けの際、ご利用者の状況に合わせて車いすの座幅と前座高のサイズを、介助する方の身長に合わせてハンドグリップの高さを調整します。

※ハンドグリップの高さ調節はMM-フィットのみ

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
・徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品

介助用


スキット 1(介助用)

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバーショックレス
キャスター

全幅わずか47cm(折りたたみ時20cm)のコンパクトタイプです。



商品番号	TAISコード
21-5296-0	00122-000319
前輪：6 インチ	後輪：14 インチ 重さ：9.9kg
折りたたみサイズ：全幅 20 × 全高 66.5 × 全長 85cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


スキット 2(介助用)

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイング背張り
調節スイング
アウトショックレス
キャスター

コンパクトで小回りのきく、多機能型車いすです。



商品番号	TAISコード
21-5279-0	00122-000320
前輪：6 インチ	後輪：14 インチ 重さ：12.7kg
折りたたみサイズ：全幅 21 × 全高 69.5 × 全長 65cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


モックスイングアウト(介護用) MOCCSW-43DB

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバースイング
アウトショックレス
キャスター

幅が小さくコンパクトな車いす。収納時も便利です。



商品番号	TAISコード
21-5249-0	00122-000291
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ 重さ：11.1kg
折りたたみサイズ：全幅 29.5 × 全高 67 × 全長 60cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

介助用

跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16 ヒールホールドタイプ


非課税

介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイング背張り
調節スイング
アウトショックレス
キャスター

ミキ

ヒールホールド
タイプ

足踏みブレーキ標準装備。



商品番号	TAISコード	
21-5326-0	00122-000246	
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ	重さ：13.9kg
折りたたみサイズ：全幅 30 × 全高 69 × 全長 65cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円


跳ね上げ式介護用車いす MWSC-16

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバーひじ当て
ウイング背張り
調節スイング
アウトショックレス
キャスター

足踏みブレーキ標準装備。



商品番号	TAISコード	
21-5243-0	00122-000246	
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ	重さ：13.8kg
折りたたみサイズ：全幅 27 × 全高 68 × 全長 67cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

RXC-1 Lo(介護用)

ミキ

非課税

介助用
ブレーキレバー背張り
調節

クッション付



背シートのフレームが後傾しており自然で快適な座り心地です。


タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。

※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ



面で押し付けてタイヤをがっちりホールドするのでブレーキ制動がアップします。



※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード	
21-5588-0	00122-000429	
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ	重さ：13.3kg
クッション厚さ：6cm 折りたたみサイズ：全幅 28 × 全高 65 × 全長 83cm		
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

・認知症老人
・徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品


介助用

かるがもくん(介護用) MC-43KDB

ミキ



軽く、コンパクトな車いすです。




商品番号	TAISコード
21-5245-0	00122-000175
前輪：5 インチ	後輪：14 インチ 重さ：9.9kg
折りたたみサイズ：全幅 28 × 全高 66 × 全長 84cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

介護用車いす NC-2CB-CS

日進医療器



明るいシートカラーが特徴の車いすです。

非課税 介助用
ブルーレバー

JIS **JET** 福祉用具
オプション装着時、
セミオーダー対応時は
JIS マーク対象外と
なる場合があります。


商品番号	TAISコード
21-5569-0	00175-000245
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ 重さ：11.7kg
折りたたみサイズ：全幅 30 × 全高 65 × 全長 90cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

BAL-2(介助用) NEW

ミキ



ノーパンクタイヤ標準装備のスタンダードモデルです。

非課税 介助用
ブルーレバー ノーパンク
タイヤ

商品番号	TAISコード
21-5756-0	00122-000452
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ 重さ：11.5kg
折りたたみサイズ：全幅 27 × 全高 69 × 全長 86.5cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

介助用

軽7 NAH-L7-CS

日進医療器


非課税

介助用
ブレーキレバーショックレス
キャスター

オプション装着時、
セミオーダー対応時は
JIS マーク対象外と
なる場合があります。

究極の軽さ(7kg)を実現。

背シートが10°後傾しており、快適な座り心地です。



商品番号	TAISコード
21-5311-0	00175-000169
前輪: 6 インチ	後輪: 14 インチ 重さ: 7.8kg
折りたたみサイズ: 全幅 28 × 全高 69 × 全長 88cm	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

M-1 スタイル(介護用) MPC-46JD SHG

ミキ

好きなカラーをお選び下さい。




ブルー



レッド



グレー



カラー	商品番号	TAISコード
ブルー	21-5239-0	00122-000336
レッド	21-5240-0	00122-000336
グレー	21-5241-0	00122-000336
前輪: 6 インチ	後輪: 16 インチ 重さ: 12.6kg	
折りたたみサイズ: 全幅 33 × 全高 69 × 全長 86.5cm		
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額		

けあ花がすみ(介護用)

ミキ

グリーンケア
オリジナル

非課税

介助用
ブレーキレバー背張り
調節ショックレス
キャスター

ブルー




朱色

お洒落なブラウンのフレームと、和柄のシートカラー。
タイヤの空気圧※が不足していてもブレーキが効く、ロックンブレーキ標準装備。
※空気圧はこまめに確認してください。

ロックンブレーキ



面で押し付けてタイヤをがっ
ちりホールドするのでブレー
キ制動がアップします。



カラー	商品番号	商品コード
朱色	21-5592-0	00122-MC-HG004
藍色	21-5593-0	00122-MC-HG004
前輪: 6 インチ	後輪: 16 インチ 重さ: 12.6kg	
折りたたみサイズ: 全幅 33 × 全長 86.5 × 全高 69cm		
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額		

・特殊
寝台
付属品床ずり
防止用具

体位変換器

・認知
症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

・移動用リフト
・つり具

販売品

チルト・リクライニング

オアシスポジティブ介助型 OS-12TRSP
(スイングアウト & エレベータリング付)


松永製作所



全幅53cmのコンパクト設計。

バックサポートの上部が、前方へ折れ曲がりバックサポート全体で活動的な前向きの姿勢をキープします。

エレベータリング付




※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず

商品番号	TAISコード
21-5724-0	00066-000296
前輪：6 インチ	後輪：12 インチ
チルト角度：0°～25°	リクライニング角度：90°～115°
折りたたみサイズ：全幅32×全高95.5×全長90.5cm	重さ：25.4kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

TRC-2

ミキ

マルチヘッドサポートなど豊富な調節機能に加え、足踏みブレーキ、転倒防止バーを標準装備。



非課税 介助用ブレーキレバー ひじ当て高さ調節 ひじ当てウイング シートベルト付 リクライニング チルト スイングアウト ショックレスキャスター

商品番号	TAISコード
21-5578-0	00122-000378
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ
チルト角度：0°～25°	リクライニング角度：90°～120°
折りたたみサイズ：全幅35×全高73×全長106.5cm	重さ：23.9kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オプション

エルゴエレベータリング (TRC-2 専用)

ミキ




ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットレストの位置を変えられます。

※詳しくは P63 をご覧下さい。

ケアスイング 足踏みブレーキ付

ミキ

座位姿勢保持と体圧分散充実のため、ひじ当て高さ調整と可変式ヘッドレストを標準装備。



非課税 グリーンケアオリジナル 介助用ブレーキレバー ひじ当て高さ調節 ひじ当てウイング 背張り調節 チルト スイングアウト ノーバンクタイヤ ショックレスキャスター

商品番号	TAISコード
21-5325-0	00122-000226
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ
チルト角度：0°～30°	重さ：20.9kg
折りたたみサイズ：全幅40×全高73×全長78cm	身長：140～170cm
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

オプション

エルゴエレベータリングⅡ
(ケアアジャスト、ケアスイング足踏みブレーキ付専用)

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットレストの位置を変えられます。

※詳しくは P63 をご覧下さい。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

チルト・リクライニング

リクライニング型車いす MW-14 R-2(制菌シート仕様)

非課税


介助用
ブレーキレバー

リクライニング

シート
ベルト付

松永製作所

背シートと脚部の角度調整可。
制菌シート採用。



商品番号	TAISコード
21-5305-0	00066-000042
前輪：7 インチ 後輪：16 インチ チルト角度：95°～160°	
折りたたみサイズ：全幅 24 × 全高 87 × 全長 106.5cm	重さ：20.3kg
身長：150 ～ 170cm	耐荷重：75kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

ネッティ 4U(フォーユー)

ラックヘルスケア

非課税

介助用
ブレーキレバー


クッション付

ひじ当て
高さ調節

リクライニング

チルト

背シートと座シートに、体圧分散し姿勢保持するクッションを採用。



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。
※前座高・後座高・ひじ高はクッションの厚み含まず。

商品番号	TAISコード
21-5228-0	00245-000133
前輪：6 インチ 後輪：22 インチ チルト角度：-5°～20° リクライニング角度：90°～135°	
折りたたみサイズ：全幅 58 × 全高 109.5 × 全長 94cm	重さ：29.0kg
クッション厚さ：8cm	耐荷重：125kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

グランドフリッチャー SP

ミキ

非課税


介助用
ブレーキレバーグリップ
高さ調節ひじ当て
高さ調節ひじ当て
ウイング背張り
調節

リクライニング

チルト

スイング
アウトショックレス
キャスター

ハンドグリップの高さと、仰臥位から座位までの姿勢ポジション設定可能。
リクライニング・チルト機構を上手に使うと体圧分散効果が得られます。



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
21-5227-0	00122-000274
前輪：6 インチ 後輪：14 インチ チルト角度：0°～40° リクライニング角度：88°～170°	
折りたたみサイズ：全幅 42 × 全高 79.5 × 82 × 84.5 × 全長 116.5cm	重さ：26.0kg
	耐荷重：100kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

・特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ


移動用リフト
・つり具

販売品

電動アシスト


電動アシストの特徴

- 上り坂はラクラク電動アシスト ●芝生、砂利道もラクラクスムーズ
- 下り坂は自動的にブレーキ ●手動車いすと同様の簡単操作



一般の手動車いす


電動アシスト



ハイパワー型アシストホイール 100(自走用) NAW-22C-SD-HP-G-UT

ナブテスコ

非課税

介助用
ブレーキレバー背張り
調節ノーバンク
タイヤ

少しでもご自分で動かすときがある方に。


※ご自分で操作する場合は必ずスイッチを切ってください。

商品番号	TAISコード
25-5909-0	00025-000015
前輪：6 インチ	後輪：22 インチ
連続走行距離：約 8km	登板角度：14°
折りたたみサイズ：全幅 38 × 全高 68.5 × 全長 105cm	耐荷重：100kg
満充電までの最大所要時間：2 時間	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

ハイパワー型 アシストホイール 100(介護用) NAW-16C-DT-HP-G-UT

ナブテスコ

非課税

介助用
ブレーキレバー背張り
調節ひじ当て
ウイングスイング
アウト

介助者が付き添って車いすを利用される方に。

商品番号	TAISコード
25-5904-0	00025-000012
前輪：6 インチ	後輪：16 インチ
連続走行距離：約 8km	登板角度：14°
折りたたみサイズ：全幅 33 × 全高 69 × 全長 75.5cm	耐荷重：100kg
満充電までの最大所要時間：2 時間	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

電動車いす


ちょっとした不注意や操作ミスによる事故も発生しています。
ご利用前に交通ルールや正しい操作方法を必ず確認し、しっかり守り、安全運転でお出かけください。

公道に出る前に、まず練習！



- 公園・広場など広い場所で十分に練習し、操作に慣れてください。

路上に出たら歩行者扱いです



- 歩道や道路の右側を走ります。
- 交通ルールを守って、無理せず安全に走行を。
- 下り坂はゆっくりと。急なカーブでは慎重に。

外出前は必ず点検を



- 〈チェックポイント〉
- 動きやすい服装ですか？
 - シートの位置はからだに合っていますか？
 - バックミラーの位置は大丈夫ですか？
 - バッテリーは満充電ですか？
 - ブレーキは正常にききますか？

ご利用の前に、取扱説明書をよくお読みください

- 故障を避けるために常にバッテリー残量を確認し満充電にしてください。長期間使用しない場合は1ヶ月に1回程度、補充電を行い必ず満充電にしてください。
- 車いす・電動車いすは屋外駐車を避け、電装部分の故障を防止しましょう。屋外に駐車する場合は雨・露などを防ぐため車体カバーを必ずおかけください。
- 電動車いすをご利用の場合は、賠償・傷害保険に加入することをおすすめします（任意加入）。

《道路交通法遵守について》

電動車いすが歩行者として扱われるためには、道路交通法施行規則上の基準を満たす必要があります。

車体の大きさの基準

- 車体の大きさが、全長：120cm、全高：109cm、全幅：70cm以下の基準値内である必要があります。●基準値を超える場合は、最寄りの警察署に申請してください。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等のオプションを付けることにより基準値を超える場合があります（マイメイト・セニアカー）。

速度の基準

- 時速6km以内である必要があります。●本カタログに掲載している電動車いすの速度（メーカー公表値）は、すべて時速6km以内です。

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

電動アシスト

マイピア BT40S

アテックス


ヘッドライトは「昼間点灯機能」付き。

音声案内機能、操作パネルのデジタル表示により、目と耳で大きな安心。

大きく見やすい表示パネル



※製品の色や仕様が変更となる場合があります。



商品番号	TAISコード
25-5910-0	00228-000014
前輪：3.00-4	後輪：3.50-5
連続走行距離：約29km	最高前進速度：6km/h
満充電までの最大所要時間：12時間	重さ（バッテリー含）：107kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


マイピア専用オプション ※全て単品の価格です		
商品名	商品番号	TAISコード
フロントバスケット (S) セット	29-5977-1	00228-000016
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額	円	円
商品名	商品番号	TAISコード
リヤバッグセット	29-5978-1	00228-000015
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額	円	円
商品名	商品番号	TAISコード
杖立て (S) セット	29-5979-1	00228-000017
月極レンタル 価格	円	円
ご利用者 負担額	円	円

マイメイト YM-10AG

ヤマハ

音声案内機能付き。

握り込み停止機能、コーナー減速機能、など機能充実。



※オプションを付ける場合、道路交通法をご確認下さい。

商品番号	TAISコード
25-0902-0	00233-000018
前輪：3.00-4	後輪：3.50-5
連続走行距離：約25km	最高前進速度：6km/h
満充電までの最大所要時間：13時間	重さ（バッテリー含）：100kg
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円


介護保険対象外購入品	
マイピア・マイメイト共通オプション	
車体カバー	
商品番号	
85-5910-1	
メーカー希望 小売価格	8,400 円
♥ハーティ 保険のご案内	電動車いすをご利用の方へ グリーンケアのマイピア、マイメイト、セニアカー、モンパル、ハーティバルをご利用の方は、万一の場合にもご利用者をサポートする保険、「ハーティ保険」に無料で加入できます。 ●車両保険と保険会社による示談交渉サービスはついておりません。 ●レンタル開始時に添付資料をご確認ください。

軽量電動車いす JWX-1M

ミキ

- ニッケル水素バッテリー
- 電磁ブレーキ標準装備


介助する方が押す場合も介助
ブレーキが付いて安心です。



商品番号	TAISコード
25-5906-0	00122-000307
前輪：6インチ	後輪：22インチ
重さ（バッテリー含）：29.5kg	折りたたみサイズ：全幅39×全高69×全長98cm
連続走行距離：約15km	最高前進速度：4.5km/h
満充電までの最大所要時間：2～3時間（常温時）	
月極レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

セニアカー ET-4A

スズキ



Ⓜ：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

※オプションを付ける場合、道路交通法をご確認下さい。

商品番号	TAISコード
25-0413-0	00152-000003
前後輪：3.0-4-4PR	連続走行距離：約25km
最高前進速度：6km/h	満充電までの最大所要時間：12時間
重さ（バッテリー含）：99kg	
月極 レンタル 価格	円
ご利用者 負担額	円

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

車いす付属品

マルチエルゴエレベータリング
(TRC-2 専用)

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットレストの位置を変えられます。

商品番号	TAISコード
29-6338-1	00122-000436
左右別々に脚部の角度を無段階（0度～65度）調節、ステップ（足台）角度調整（90度～120度）	
月極レンタル 価格	（税込） 円
ご利用者 負担額	（税込） 円

エルゴエレベータリングⅡ
(ケアアジャスト、ケアスイング足踏みブレーキ付専用)

ミキ



ご利用者の体型や、脚部の状態に合わせて自在にフットレストの位置を変えられます。

アジャストステップ付

商品番号	TAISコード
29-6014-1	00122-000383
左右別々に脚部の角度を無段階（0度～65度）調節、ステップ（足台）角度調整（90度～120度）	
月極レンタル 価格	（税込） 円
ご利用者 負担額	（税込） 円

延長用レバー(長) MS-131
延長用レバー(短) MS-131

ミキ

ブレーキレバーの長さを延長することができます。



※取付けられる車いすは P66 の適合表をご確認下さい。

商品名	商品番号	TAISコード
延長用レバー (長)	29-5303-1	00122-000426
ブレーキレバーを 10cm 延長		
月極レンタル 価格	（税込） 円	ご利用者 負担額 （税込） 円
商品名	商品番号	TAISコード
延長用レバー (短)	29-5304-1	00122-000425
ブレーキレバーを 5cm 延長		
月極レンタル 価格	（税込） 円	ご利用者 負担額 （税込） 円

ブレーキ延長棒(+18)

日進医療器

ブレーキレバーの長さを延長することができます。



※取付けられる車いすは P66 の適合表をご確認下さい。

商品番号	商品コード
29-0213-1	NISINWHEEL-PPEXT18MM
ブレーキレバーを 18cm 延長	
月極レンタル 価格	（税込） 円
ご利用者 負担額	（税込） 円

テーブル

ミキ



車いすに座ったまま読書や軽作業ができます。テーブルが前後にスライドします。抗菌仕様。

※取付けられる車いすは P66 の適合表をご確認下さい。

商品番号	TAISコード
29-0370-1	00122-000216
サイズ：幅 60 × 奥行 45 × 厚さ 1.5cm 重さ：2kg	
月極レンタル 価格	（税込） 円
ご利用者 負担額	（税込） 円

杖入れ PO-09C

松永製作所



杖1本を収納します。車いすと杖を併用される方に。

※取付けられる車いすは P66 の適合表をご確認下さい。

商品番号	商品コード
29-0150-1	MATSUNAGAS-PO-09C
月極レンタル 価格	（税込） 円
ご利用者 負担額	（税込） 円

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

車いすクッションの選び方

車いす用クッションは座り心地と床ずれ予防を配慮する必要があります。端座位姿勢が取れるかどうかと臀部の筋萎縮があるかどうかで、床ずれのリスクを把握しましょう。

座る姿勢を整えて、より快適に。



車いすクッション

長時間座っていても疲れにくく、床ずれ防止効果のある高性能クッション。



姿勢保持用クッション

座った姿勢を安定させます。また、床ずれ防止にも効果的。

車いす付属品には他にも、テーブルや杖入れなどさまざまなオプションがあります。状況に応じて、使い分けましょう。

アウル 40 プラス レザー底面テーパ加地

底面テーパーによりスリングシートにもしっかりフィット。

商品番号	TAISコード
29-5973-1	00540-000014
サイズ：幅 40 × 奥行 40 × 厚さ（前部 7.5、中部 6、後部 7.5）cm 重さ：約 1.4kg	
材質 / 本体：エクスジェル、ウレタンフォーム カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

アウル 40 プラス レザー加地

臀部を包みこむ形状により、体圧分散と着座姿勢の安定がはかれます。

商品番号	TAISコード
29-5974-1	00540-000013
サイズ：幅 40 × 奥行 40 × 厚さ（前部 5.5、中部 4、後部 5.5）cm 重さ：約 1.1kg	
材質 / 本体：エクスジェル、ウレタンフォーム カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

アウル 40 レザー加地

尾骨部や仙骨部などにかかる圧力を分散し、床ずれの危険性を低減します。

商品番号	TAISコード
29-5975-1	00540-000012
サイズ：幅 40 × 奥行 40 × 厚さ 4cm 重さ：約 1.0kg	
材質 / 本体：エクスジェル、ウレタンフォーム カバー：ポリエステル、ウレタンフォーム	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円




本体



カバー

ブレイラハイブリッド・ケアシート G.REST

体圧分散性、通気性に優れ長時間の使用にも最適なクッション。通気＆透湿防水のリバーシブル仕様です。




商品番号	TAISコード
29-6226-1	01149-000014
サイズ：幅 40 × 奥行 40 × 厚さ 5cm 重さ：0.8kg	
材質 / 本体：天然ラテックス、カバー：（通気面）ポリエステル、（防水面）ナイロン	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

FC-コキュー君 アイ・ソネックス

空気圧とウレタンで体重を支え、接触圧の分散をはかります。床ずれ防止とともに座位の安定をはかります。



本体



カバー

商品番号	TAISコード
29-5971-1	00149-000016
サイズ：幅 40 × 奥行 42 × 厚さ 8cm 重さ：0.86kg	
材質 / 本体：高密度高弾性ウレタン+高密度低弾性ウレタン+高密度高硬度ウレタン カバー：ポリエステル 100%	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

エルダークッション アイ・ソネックス

仙骨座りや斜め座りの防止に。凹型形状で座骨と仙骨をしっかり除圧します。




商品番号	TAISコード
29-5972-1	00149-000020
サイズ：幅 40 × 奥行 41 × 厚さ 7.8cm 重さ：0.93kg	
材質 / 本体：高密度ソフトタイプウレタン+高密度高弾性ウレタン+チップウレタン カバー：ポリエステル 100%	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

車いす付属品

デュオジェルクッション

ケープ

座位保持が困難で仙骨座りや骨盤後傾を起こしやすい場合も、2種類のジェルで安定した姿勢をサポートします。



商品番号	TAISコード
29-5922-1	00206-000048
サイズ：幅 40 × 奥行 40 × 厚さ 7.5cm	重さ：1.7kg
材質 / 本体：シリコンジェル+ウレタンフォーム カバー：ポリエステル 100% (防水・伸縮・透湿)	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

車いすクッション シーパス

モルテン

からだのずり落ちを防ぎ、お尻への圧迫を軽減します。通気性の高いカバーを採用。取りはずして洗濯も可能。



商品番号	TAISコード
29-0350-1	00054-000030
サイズ：幅 40 × 長さ 40 × 厚さ 5 (最厚部 7) cm	重さ：1.3kg
材質 / 本体：ウレタンフォーム、ポリスチレンゲル、ウレタン合皮カバー：表面ポリエステル、裏面ナイロン+ポリウレタン	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

FC-フィット(背) ロングパット2ヶ付

アイ・ソネックス

背に体重がかかることで、左右の「ロングパット」が内側に寄って体にフィットします。



商品番号	TAISコード
29-6158-1	00149-000023
サイズ：幅 40 × 奥行 23 × 高さ 22 × 厚さ 1cm	重さ：ベース部：165 g、ロングパット (1つ)：180 g
材質 / ロングパットクッション：ポリエステル 100%、 カバー：(表生地) ポリエステル (裏生地) ナイロン・ウレタン樹脂塗布	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

FC-フィット(腰)

アイ・ソネックス

腰回りでも体重を受けることができるので、坐骨にかかる体圧が軽減されます。



商品番号	TAISコード
29-6168-1	00149-000022
サイズ：幅 41 × 奥行 16.5 × 高さ 20 × 厚さ 0.5cm	重さ：450g
材質 / クッション：ウレタンフォーム複合材、 防水カバー：ポリエステル 100%、裏面：ウレタンラミネート加工	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

エクスジェルサポートバック

エクスジェルサポートシート

加地



エクスジェルが身体の形に合わせて変形。包み込むようにサポートします。

適合する車いす

介助用(モジュール型含む) / 自走用(モジュール型含む)
リクライニング型(背もたれ取りはずし式) / 座幅：40~42cm

商品名	商品番号	TAISコード
サポートバック	29-0603-1	00540-000021
重さ：0.9kg		
材質 / 本体：エクスジェル・ウレタンフォーム カバー：ポリエステル (防水ラミネート加工)、ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	
円	円	
商品名	商品番号	TAISコード
サポートシート	29-0602-1	00540-000020
重さ：1.35kg		
材質 / 本体：エクスジェル・ウレタンフォーム カバー：ポリエステル (防水ラミネート加工)、ウレタンフォーム		
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額	
円	円	

特殊寝台
付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

車いす付属品 適合表

		ブレーキ 延長レバー (長) ※ 10cm 延長	ブレーキ 延長レバー (短) ※ 5cm 延長	ブレーキ延長棒 ※ 18cm 延長	テーブル	杖入れ
特殊寝台 ・付属品	自走用	MM- フィット(自走用)	○	○	○	○
		ケアアジャスト(自走用)	○	○	○	○
		スキット 4	○	○	○	○
		モックスイングアウト(自走用)	○	○	○	○
		けあ・ら・くどう	○	○	○	○
		キックル	○	○	○	○
		RX-1 Lo(自走用)	○	○	○	○
		6 輪車車いすフルット	○	○	○	○
		6 輪車車いすタイトターン	○	○	○	○
		M-1 スタイル(自走用)	○	○	○	○
		けあ花がすみ(自走用)	○	○	○	○
		かるがもくん(自走用)	○	○	○	○
		自走用車いす NC-1CB-CS	○	○	○	○
		BAL-1 (自走用)	○	○	○	○
体位変換器	介助用	MM- フィット(介護用)	○	○	○	○
		ケアアジャスト(介護用)	○	○	○	○
		スキット 1(介助用)	○	○	○	○
		スキット 2(介助用)	○	○	○	○
		モックスイングアウト(介護用)	○	○	○	○
		MWSC-16 / MWSC-16 ヒールホールドタイプ	○	○	○	○
		RXC-1 Lo(介護用)	○	○	○	○
		かるがもくん(介護用)	○	○	○	○
		介護用車いす NC-2CB-CS	○	○	○	○
		BAL-2 (介助用)	○	○	○	○
		軽 7	○	○	○	○
		M-1 スタイル(介護用)	○	○	○	○
		けあ花がすみ(介護用)	○	○	○	○
		オアシスポジティブ介助型	○	○	○	○
徘徊認知症老人 感知器	チルト・ リクライニング	TRC-2	○	○	○	○
		ケアスイング足踏みブレーキ付	○	○	○	○
		MW-14R-2(制菌シート仕様)	○	○	○	○
		ネッティ 4U	○	○	○	○
		グラッドフリッチャー SP	○	○	○	○
手すり	電動アシスト	ハイパワー型アシストホイール 100 自走用・介護用	○	○	○	○
		軽量電動車いす JWXX-1M	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
歩行補助杖	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
歩行器	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
車いす・付属品	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
スロープ	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
移動用リフト ・つり具	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
販売品	電動車いす	電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○
		電動車いす	○	○	○	○

※上記付属品の取付けについてはグリーンケア取扱店にご確認ください。

※「ケアスイング」にテーブルを装着するとひじ当てウイング機能を利用できません。

ブレーキレバー・ブレーキ延長棒

●レバーが長くなりますので、手を挟まないようご注意ください。●ひじ当てウイング機能付に装着すると、移乗が困難になりますのでご注意ください。●テーブルとの併用ができない機種がございますのでご注意ください。

テーブル

●車いすから移乗する際は、必ずテーブルを一旦外した後にしてください。(怪我や故障の原因となります)●テーブルの上に手をついたり、重いものは載せないでください。(怪我や故障の原因となります)●ひじ当てウイング機能付に装着すると、ひじ当てウイング機能はご利用できなくなります。

杖入れ

●杖以外のものを立てないでください。●ご利用の際は、ブレーキケーブル等に干渉しないようご注意ください。●ひじ当てウイング機能付に装着すると、装着側のひじ当てウイング機能はご利用できなくなります。



スロープ

介護保険レンタル対象品

段差解消のためのものであって、取付に際し工事を伴わないものに限る

□スロープの選び方


スロープは、主に車いすや歩行器(車輪付き)のように車輪のついた用具を使用する際に有効な段差解消の福祉用具です。玄関の上がりかまちや段差、自動車への乗り込み等には板状

のものやレール状のものが、また、敷居のような数センチ程度の段差を解消するには三角版が有効です。

□スロープの走行における注意点

介助者が車いすを押す方向で前向きに上がって下さい。降りる場合はこの逆で、必ず介助者が後ろ向きになり、車いすを受け止めるよ

うにしながら降りて下さい。自走の場合も、降りる場合は必ず後輪から進入して下さい。



スロープを降りる場合は介助の方が後ろ向きになり、降りてください。

二つ折り携帯用スロープ ダンスロープ ライト


ダンロップホームプロダクツ

グリーンケア
オリジナル

グッドデザイン賞
受賞商品



両端の落下防止エッジで、より安全に。
(S-85には落下防止エッジがついていません。)
軽量で、移動の多い場合も携帯しやすいタイプです。
最大荷重300kg。軽くても丈夫なカーボンファイバー製。



※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	商品番号	TAISコード
S-85	28-0920-1	00532-000013
全長：85cm	拡張時全幅：78.5cm	折りたたみ時全幅：39cm
重さ：約4kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
S-125	28-0921-1	00532-000012
全長：125cm	拡張時全幅：78.5cm	折りたたみ時全幅：39cm
重さ：約6kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
S-165	28-0922-1	00532-000011
全長：165cm	拡張時全幅：78.5cm	折りたたみ時全幅：39cm
重さ：約8kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
S-205	28-0923-1	00532-000010
全長：205cm	拡張時全幅：78.5cm	折りたたみ時全幅：39cm
重さ：約10kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
S-255	28-0924-1	00532-000016
全長：255cm	拡張時全幅：78.5cm	折りたたみ時全幅：39cm
重さ：約14kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具


販売品

折りたたみ式携帯用スロープ デクパック

ケアメディックス

最大荷重300kg。介助する方が一緒でも大丈夫です。軽くて、女性でもラクラク持ち運びできます。

さびずに丈夫な強化プラスチック製。表面は濡れてもすべらない安心加工。両端のゴムがスロープをしっかり保持します。




※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	商品番号	TAISコード
パーソナル	28-0201-1	00093-000001
全長：70cm	拡張時全幅：73.5cm	折りたたみ時全幅：24.5cm
重さ：4kg	材質：グラスファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
エム・ピー	28-0202-1	00093-000001
全長：87.5cm	拡張時全幅：84cm	折りたたみ時全幅：28cm
重さ：5kg	材質：グラスファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
シニア1200	28-0203-1	00093-000002
全長：120cm	拡張時全幅：74cm	折りたたみ時全幅：18.5cm
重さ：7kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
シニア1350	28-0204-1	00093-000002
全長：135cm	拡張時全幅：74cm	折りたたみ時全幅：18.5cm
重さ：8kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
シニア1650	28-0205-1	00093-000002
全長：165cm	拡張時全幅：74cm	折りたたみ時全幅：18.5cm
重さ：10kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
シニア2000	28-0206-1	00093-000002
全長：200cm	拡張時全幅：74cm	折りたたみ時全幅：18.5cm
重さ：12kg	材質：カーボンファイバー	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

ダンスロープライト・スリム NEW

ダンロップホームプロダクツ



より軽く、より安全なスリム設計のスロープです。
エッジ(高さ3.5cm。R-85SLは高さ2.5cm)により脱輪の危険性を低減。

※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	商品番号	TAISコード
R-85SL	28-0973-1	00532-000022
全長：85cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約4kg	材質：グラスファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
R-125SL	28-0974-1	00532-000021
全長：125cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約5kg	材質：カーボンファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
R-165SL	28-0975-1	00532-000020
全長：165cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約7kg	材質：カーボンファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
R-205SL	28-0976-1	00532-000019
全長：205cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約9kg	材質：カーボンファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
R-245SL	28-0977-1	00532-000018
全長：245cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約11kg	材質：カーボンファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
R-285SL	28-0972-1	00532-000017
全長：285cm	拡張時全幅：74.5cm	折りたたみ時全幅：38cm
重さ：約13kg	材質：カーボンファイバー FRP	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

ケアスロープ NEW

ケアメディックス



幅70cmの軽量スロープです。今まで入らなかった間口にも対応。アルミ製脱輪防止エッジ(高さ2.5cm)の採用により、衝撃に強く丈夫で安心です。

※製法上サイズに若干の誤差が生じる場合がございます。

商品名	商品番号	TAISコード
CS-65	28-0979-1	00093-000015
全長：65cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約3kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
CS-100	28-0980-1	00093-000016
全長：100cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約5kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
CS-120	28-0981-1	00093-000017
全長：120cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約6kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

商品名	商品番号	TAISコード
CS-150	28-0982-1	00093-000018
全長：150cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約8kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
CS-175	28-0983-1	00093-000019
全長：175cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約9kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円
商品名	商品番号	TAISコード
CS-200	28-0984-1	00093-000020
全長：200cm	拡張時全幅：70cm	折りたたみ時全幅：約35cm
重さ：約10kg	材質：FRP+ アルミ	
月極レンタル 価格	(税別) 円	ご利用者 負担額 (税別) 円

スロープが使用できる段差の目安

		自力走行 5° 	力の弱い介助者 8° 	一般の介助者 12° 	最大適応段差 15°
商品名	スロープの長さ	介助者なしで使用	高齢の方が介助	健常者の方が介助	通常に使用できる限界
ダンススロープ	S-85	7cm	13cm	18cm	20cm
	S-125	11cm	20cm	25cm	30cm
	S-165	14cm	25cm	35cm	40cm
	S-205	18cm	30cm	45cm	50cm
	S-255	22cm	35cm	55cm	60cm
デックパック	パーソナル	6cm	9cm	12cm	17cm
	エム・ピー	8cm	11cm	15cm	22cm
	シニア1200	10cm	15cm	21cm	30cm
	シニア1350	12cm	17cm	24cm	34cm
	シニア1650	15cm	20cm	29cm	41cm
ダンススロープ	R-85SL	7cm	12cm	18cm	22cm
	R-125SL	11cm	18cm	26cm	33cm
	R-165SL	14cm	23cm	35cm	43cm
	R-205SL	17cm	29cm	43cm	53cm
	R-245SL	20cm	34cm	51cm	64cm
ケアスロープ	R-285SL	25cm	40cm	60cm	74cm
	CS-65	5cm	9cm	14cm	15cm
	CS-100	8cm	13cm	21cm	24cm
	CS-120	10cm	16cm	26cm	30cm
	CS-150	13cm	20cm	32cm	37cm
	CS-175	15cm	24cm	38cm	44cm
	CS-200	17cm	27cm	43cm	50cm

※適用段差は車いすの種類やご利用者、介助する方の体力等により変化します。上記表は目安としてお使い下さい。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使い下さい。

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



移動用リフト・つり具

介護保険レンタル対象品

床走式、固定式または据置式であり、かつ、身体をつり上げまたは体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの（取付けに住宅の改修を伴うものは除く）（つり具部分を除く）


移動用リフトの選び方

移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。また使用場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。

座位バランスがいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。


移動用リフトの種類と特長

室内での移動や移乗に




ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に向いています。

屋内～屋外の移動に



外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車いすに乗ったまま安全に移動できます。

浴室での移動に



滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。

つり具の種類と特長

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するとときに身体を包み込んで

で持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。

介護保険対象購入品



ハーフサイズシート

からだ比較安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

ベッドからの移動、ハーフサイズシートを使う場合の使用例

つり具は正しく装着し、安全に利用しましょう。

つり具を装着



①ベッドの背を下ろして横向きに。つり具を広げ、臀部の位置にあわせてつり具の端をからだの下に差し込みます。



②つり具と背中中央（脊椎部分）が一致するように、つり具をからだにかけます。



③つり具をからだに沿うようにして覆い、下で折りたたみます。



④仰向けの姿勢に。からだの下からつり具のストラップをもって引き抜きます。



⑤からだがつり具の中央にあることを、ストラップの長さを比べて確認します。



⑥膝を立て、つり具を大腿部に差し込み、交差させます。

→ 吊り上げるときは、姿勢を確かめてから少しずつ



⑦ベッドの背を上げてつり具をハンガーにかけます。



⑧大腿部にしわがあれば、完全に吊り上げる前にしわを伸ばします。



⑨からだ浮かびあがったらひじを軽く前に引き、肩の部分が圧迫されないようにします。

正しい姿勢



つり具が臀部に食い込んでいたり、からだ左右に傾いていたり、つり具にしわができていない場合は不適切な姿勢です。

→ リフトを操作



⑩吊り上げるときはリフトのキャスターを固定しないで、ご利用者の様子を確認しながら、手元のスイッチなどでゆっくり動かします。


車椅子用電動昇降機 UD-310LW(DC)

使用場所：屋外 使用条件：L字進入
いうら



※設置前に必ず、取扱説明書をよくお読みください。

バッテリー電源を使用したDCタイプで、電源工事や屋外コンセントの設備が必要ありません。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
②出入り口の開口寸法：76cm 以上
③壁から出入り口までの寸法：20cm 以上
④敷地幅の寸法：141cm 以上

設置面

水平な場所に設置してください。
土の上には設置しないでください。

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	商品コード
22-5757-1	IURA-UD310LWDC
全長(ブリッジを立てたとき)：136.7cm	全幅(スロープを下げたとき)：145.4cm
全高：136.5～198.9cm	テーブル内寸：幅73.4×長さ125cm
昇降範囲：7～65.5cm	スロープ 幅：幅99×長さ50cm
ブリッジ：幅72.8×長さ30cm	重さ(バッテリー含む)：104kg
耐荷重：150kg	スロープ角度：6度 昇降時間(無負荷時)：約25秒 使用電源：DC12Vバッテリー
1回の充電で使用できる回数(環境、条件により変化)：約50回(90kg負担時)	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円


車椅子用電動昇降機 UD-310S

使用場所：屋外 使用条件：直進進入
いうら



※設置前に必ず、取扱説明書をよくお読みください。

いたずら防止用のキースイッチや、テーブル下面への入り込み防止などがあり、安全です。



建物の寸法

次の各部の寸法をご確認ください。
①地面から出入り口までの高さ：65cm 以下
②出入り口の開口寸法：76cm 以上
③壁から出入り口までの寸法：16.2cm 以上


設置面

水平な場所に設置してください。
土の上には設置しないでください。

商品番号	TAISコード
22-5745-1	00084-000067
全長(スロープを下げたとき)：145.5cm	全幅：103cm
全高：130.9～193.3cm	テーブル内寸：幅68.1×長さ106.5cm
昇降範囲：6～65cm	スロープ：幅72.8×長さ30cm
重さ：80kg	耐荷重：150kg
スロープ角度：10度	使用電源：AC100V 消費電力：130W
昇降時間(無負荷時)：50Hz=52秒、60Hz=43秒	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

らくっと-1

使用場所：居室 使用条件：立ち上がり
イトーキ



いすがスライドしながら上がり、立ち上がりや移乗の動作をサポート。
ひじ掛け跳ね上げ式。

☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
22-0801-1	00815-000004
重さ：28kg	電源：AC100V
耐荷重：100kg	リクライニング角度：100～115度
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

グリーンケア
オリジナル

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

徘徊感知器
認知症老人

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品


スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

つるべー B セット(寝室用)

使用場所：居室 使用条件：ベッドからの移動
モリトー




☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

サイズ	商品番号	TAISコード
70cm	22-5719-0	00229-000005
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ：(アーム70cm)48.7kg、(アーム85cm)49kg		電装品重さ：4kg
電源：AC100V		耐荷重：100kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

つるべー F1 セット(浴室用)

使用場所：浴室 身体機能：座位困難
モリトー




☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

サイズ	商品番号	TAISコード
70cm	22-5722-0	00229-000002
85cm	22-5723-0	00229-000002
95cm	22-5724-0	00229-000002
本体重さ：(アーム70cm)16.4kg、(アーム85cm)16.9kg、(アーム95cm)17.2kg		電装品重さ：4kg
電源：AC100V		耐荷重：100kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

つるべー F2R セット(浴室用)

使用場所：浴室 身体機能：座位困難
モリトー



☎：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

サイズ	商品番号	TAISコード
第1アーム30cm 第2アーム70cm	22-5725-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム85cm	22-5726-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム95cm	22-5727-0	00229-000016
サイズ	商品番号	TAISコード
第1アーム40cm 第2アーム70cm	22-5728-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム85cm	22-5729-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム95cm	22-5730-0	00229-000016
本体重さ／ (第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.5kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.8kg (第1アーム30cm×第2アーム95cm)27.3kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27.7kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)28kg (第1アーム40cm×第2アーム95cm)28.5kg		
電装品重さ：4kg		電源：AC100V 耐荷重：100kg
月極レンタル 価格	円	ご利用者 負担額 円

非課税

介護保険対象購入品

つるべー用つり具

モリトー



ハーフサイズシート 83N

商品番号	43-0301-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望 小売価格	53,025 円



フルサイズシート 84N

商品番号	43-0302-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望 小売価格	68,250 円



ベッド専用シート パオ (ハーフサイズ)

商品番号	43-5301-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望 小売価格	45,150 円



入浴用シート パオ メッシュブルー(ハーフサイズ)

商品番号	43-5507-1
耐荷重：140kg	
メーカー希望 小売価格	40,950 円


アーチパートナー ACTA-102A

非課税

使用場所：居室

使用条件：ベッドからの移動

明電興産



商品番号	TAISコード
22-0201-0	00133-000016
重さ：42kg	電源：AC100V
移動範囲：水平2.1m、上下1.6m	耐荷重：100kg
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

介護保険対象購入品

アーチパートナー用つり具

明電興産



ハーフサイズスリングシート WN-1007

サイズ	商品番号
M	43-5201-1
適応身長：145cm以上	
耐荷重：120kg	
メーカー希望 小売価格	42,000 円

フルサイズスリングシート WN-1008

サイズ	商品番号
M	43-5202-1
適応身長：145cm以上	
耐荷重：120kg	
メーカー希望 小売価格	52,500 円

床走行式電動介護リフト KQ-771


非課税

使用場所：居室

使用条件：移動

パラマウントベッド

：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。



※使用する場所によっては走行しにくい場合があります。

商品番号	TAISコード
22-5755-0	00170-000377
重さ：36kg	バッテリー：電源AC100Vで充電
耐荷重：120kg	
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

介護保険対象購入品

床走行式電動介護リフト用つり具

パラマウントベッド



ハーフサイズスリングシート KQ-77

商品番号
43-0101-1
適応身長：145cm以上
耐荷重：120kg
メーカー希望 小売価格
45,150 円

フルサイズスリングシート KQ-78


商品番号
43-0102-1
適応身長：145cm以上
耐荷重：120kg
メーカー希望 小売価格
55,650 円

バスリフト EWB101N

使用場所：浴室

身体機能：端座位可

TOTO



商品番号	TAISコード
22-0701-1	00187-000111
バッテリー：DC12V	重さ：20kg
耐荷重：100kg	充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

バスリフト EWB101
アームレスト乗越えキット付
TOTO

リフト本体とアームレスト乗越えキットのセットです。



乗越えキット

：在庫数に限りがございます。お問い合わせ下さい。

商品番号	TAISコード
22-0702-1	00187-000111
バッテリー：DC12V	重さ：20kg
耐荷重：100kg	充電時間：50分(1回の充電で約10往復)
月極レンタル 価格	ご利用者 負担額
円	円

介護保険対象購入品

トランスファーボード
EWB200 接続キット付
TOTO

商品番号
41-5701-1
耐荷重：100kg
メーカー希望 小売価格
33,810 円

特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品



とろみ調整食品



トロミダイア

三菱商事フードテック

飲み物を選ばず、何にでも間単にとろみがつく、とろみ調整食品です。刻み食やミキサー食とご一緒に。無味無臭なので、水やお茶といった味の薄い飲み物でも味を損なうことがありません。分散性、溶解性に優れ、だまになりにくいのも特徴です。



500g

ご使用方法

各飲料をよくかき混ぜながら必要量を一気に加え、1分位攪拌してください。牛乳及び濃厚流動食などたんぱく質の多い飲料、酸味の強い果実ジュースなどには溶けにくいので、5分程度放置後に再攪拌すると早く溶けます。


トロミダイアの使用量目安 (ヨーグルト状) 各種飲料100gへの使用量 (500N/m²)

飲料	使用量
水	3.0g
熱いお茶	3.8g
牛乳	4.4g (再攪拌する場合3.5g)
果汁飲料	3.5g
味噌汁	3.0g
濃厚流動食	4.5g

トロミダイア栄養成分表 (100g)

エネルギー	312Kcal
水分	6.4g
たんぱく質	0.5g
脂質	0.1g
糖質	65.0g
食物繊維	25.1g
灰分	3.0g
ナトリウム	457mg
カルシウム	270mg
カリウム	868mg
リン	43mg
鉄	0.4mg

使用例



お茶

味噌汁

牛乳

商品名	商品番号
トロミダイア 500g×10袋	85-6563-1
原材料：デキストリン、増粘多糖類	
賞味期限：製造日から1年半	
保存方法：直射日光避け、常温保存	
メーカー希望 小売価格	27,300円 (税込)
商品名	商品番号
トロミダイア 2kg×4袋	85-6681-1
原材料：デキストリン、増粘多糖類	
賞味期限：製造日から1年半	
保存方法：直射日光避け、常温保存	
メーカー希望 小売価格	オープン価格 (税込)

オープン価格



※別途配送料がかかる場合があります。




筋力維持・向上のための トレーニング機器

□ ケアアクティブの魅力

日常生活動作の基礎となる下半身の筋力の維持向上、姿勢保持と円背(猫背) 予防を目的とした介護予防支援マシンです。高齢者のいきいきとした明日を、ケアアクティブで応援します。

※ケアアクティブはレンタルのご提供も可能です。
詳しくはグリーンケア取扱店にお問い合わせください。

マシン導入をサポートするトレーニングガイド付




●指導・監修：横浜市総合リハビリテーションセンター

(主な内容)マシントレーニング基礎知識/マシントレーニング指導方法/マシントレーニング基本プログラム/評価測定/記録シート(付録)

ケアアクティブ

日本ケアサプライ

膝を伸ばしたり曲げたりする運動。下肢全体を強化し、立ち上がる、座る、歩くなど日常生活に欠かせない動作に必要な筋力を向上させます。



商品名
レッグプレス CAK-01
商品番号
02-0001-1
外形寸法：全幅155×奥行111×全長137cm
重さ：202kg
ウエイト総重量：88.0kg
初期負担：9.0kg
負荷調整ピッチ：2.0kg
メーカー希望小売価格
980,000 円 (税別)



商品名
レッグエクステンション&カール CAK-02
商品番号
02-0002-1
外形寸法：全幅131×奥行105.5×全長137cm
重さ：146kg
ウエイト総重量：54.0kg
初期負担：レッグエクステンション 8.0kg レッグカール 5.4kg
負荷調整ピッチ：1.0kg
メーカー希望小売価格
980,000 円 (税別)

脚を閉じたり開いたりする運動。股関節やももの筋の強化や骨盤の安定に効果があり、立ち上がりや歩行の際のふらつきを解消し、動作をより安定させます。



商品名
インナー&アウターサイ CAK-03
商品番号
02-0003-1
外形寸法：全幅181.5×奥行100.5×全長137cm
重さ：148kg
ウエイト総重量：54.0kg
初期負担：インナーサイ4.5kg、アウターサイ3.0kg
負荷調整ピッチ：1.0kg
メーカー希望小売価格
980,000 円 (税別)

グリップを両手で握り、ひじを後方へ引く運動。背中全体の筋肉が強化され、正しい姿勢と円背(猫背) 予防につながります。



商品名
ローイングマシン CAK-04
商品番号
02-0004-1
外形寸法：全幅143×奥行88×全長137cm
重さ：115kg
ウエイト総重量：54.0kg
初期負担：5.0kg
負荷調整ピッチ：1.0kg
メーカー希望小売価格
980,000 円 (税別)

□ ケアアクティブの特長

ケアアクティブは、高齢の方の運動に配慮し、使いやすさと安全性を重視したトレーニングマシンです。

小さなスペースでも導入可能。

ケアアクティブトレーニングマシンはコンパクト設計。ウォームアップやクールダウン、参加者の体力測定などに必要な空間を確保してもおよそ55~60㎡あれば4種類のマシンをお使いいただけます。

マイペースで楽しく、安全に。

カウンター

目標達成を音でお知らせ。トレーニングをはじめる前に回数を設定できます。カウントダウンのとき、目標に達した段階で音でお知らせします。

安全な運動をサポート。

パネル

マシンに座った時の目の高さにトレーニングをガイドするパネルを設置。姿勢や動き、どの筋肉を意識するかなど、トレーニングのための正しい方法を確認できます。

ストッパー

ウエイトが必要以上に上がらないようにストッパーの位置を設定できます。過度なトレーニングを防ぐと同時にストッパーの位置を目安にトレーニングができます。

背シート・座シート

からだにフィットしやすいポケットタイプ。運動中の姿勢保持をサポートします。

手すり

マシンへの乗り降りを安全に。また、運動中もより安定した姿勢で行えるようサポートします。介助が必要な場合は手すりを上げることにより移乗をスムーズに行えます。

安全ベルト

運動中の姿勢保持をサポートすると同時に、転倒や落下を防止、安全を確保します。

※別途配送料がかかる場合があります。

・特殊寝台
・付属品

床ずれ防止用具

体位変換器

認知症老人
徘徊感知器

手すり

歩行補助杖

歩行器

車いす・付属品

スロープ

移動用リフト
・つり具

販売品

Memo

Handwriting practice lines consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

Memo

Handwriting practice lines consisting of a solid top line, a dashed midline, and a solid bottom line.

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

Memo

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.



Memo

Handwriting practice area with horizontal dashed lines.

介護保険制度について

介護保険制度の概要や利用手順をご紹介します。

●改定後の介護保険制度のサービス利用上限額


加入する方	第1号被保険者 (65歳以上の方)	第2号被保険者 (40歳から64歳までの医療 保険に加入している方)	要介護・ 要支援区分	想定される状態	支給限度額 (月額)	ご利用負担額(月額)
			要支援1	日常生活上の基本動作をほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。	49,700円	4,970円
			要支援2	要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、何らかの支援が必要となる状態。	104,000円	10,400円
			要介護1	要支援2の状態から、手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。	165,800円	16,580円
			要介護2	要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。	194,800円	19,480円
			要介護3	要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。	267,500円	26,750円
介護サービスの 利用	右表の想定される状態にあてはまる要支援状態または要介護状態の方。	初老期認知症、脳血管疾患など16種類の病気により要介護状態や要支援状態になった方。	要介護4	要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。	306,000円	30,600円
	原則として老齢・退職年金からの天引き	加入している医療保険と併せて徴収	要介護5	要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。	358,300円	35,830円

※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります


※支払い方法は自治体により異なる方法がとられている場合もあります。

●介護保険の利用手続きとサービスの内容

2012年4月現在



●介護保険制度での福祉用具サービス利用手順



●参考資料

「介護保険における福祉用具給付の判断基準」について

(2004年6月厚生労働省通知等を元に制作)

本基準で示しているのは、福祉用具の給付を行う場合の標準的な目安（ガイドライン）であって、本基準に示す福祉用具の使用が想定しにくいとされる場合であっても、個別の利用者の生活環境や解決すべき課題等によっては、使用が考えられる場合もある。

福祉用具		使用が想定しにくい状態像	使用が想定しにくい要介護度
車いす（※）	自走用・介助用	歩行：つかまらないでできる	要支援1、要支援2、要介護1
	普通型電動	歩行：つかまらないでできる 短期記憶：できない	要支援1、要支援2、要介護1、要介護5
車いす付属品（※）		併用する車いすと同様	併用する車いすと同様
特殊寝台（※）		寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる	要支援1、要支援2、要介護1
特寝台付属品（※）	サイドレール	寝返り、起き上がり、立ち上がり：つかまらないでできる	特殊寝台と同様
	マットレス	特殊寝台と同様	特殊寝台と同様
	ベッド用手すり	特殊寝台と同様	特殊寝台と同様
	テーブル	特殊寝台と同様	特殊寝台と同様
	スライディングボード/マット	歩行、立ち上がり：つかまらないでできる	特殊寝台と同様
	介助用ベルト	特殊寝台と同様	特殊寝台と同様
床ずれ防止用具（※）		寝返り：つかまらないでできる	要支援1、要支援2、要介護1
体位変換器（※）		寝返り：つかまらないでできる	要支援1、要支援2、要介護1
認知症老人徘徊感知機器（※）		移動：全介助、認知症の周辺症状がない【視力・聴力以外のコミュニケーション(以下の全てに該当)】意思を他者に伝達できる、介護者の指示が通じる、記憶・理解ができる	要支援1、要支援2、 要介護1、要介護5
移動用リフト(床走行式、固定式、据置式。但し浴槽内リフト、立ち上がり補助いす、段差解消機を除く)（※）		移乗：自立又は見守り等 立ち上がり：つかまらないでできる又は何かにつかまればできる	要支援1、要支援2、 要介護1、要介護2
腰掛便座		座位保持ができない 【ポータブルトイレ】つかまらないで歩行できる、移動：自立	ポータブルトイレについては要支援
簡易浴槽		つかまらないで歩行できる、移動：自立	要支援1、要支援2
リフトのつり具		移動用リフトと同様	移動用リフトと同様
自動排泄処理装置（※） (尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)		自力、あるいは介助を受けながら(トイレに移動、トイレを利用)して排泄できる	要支援1、要支援2 要介護1、要介護2、要介護3

※詳しくは各市区町村へご確認ください。

(※)：要支援1・要支援2・要介護1の者は、その状態像から見て、(※)の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として介護報酬は算定できないが、下記の条件・手続きを満たした場合には、例外的に給付対象となります。(自動排泄処理装置は要介護2・3含む)

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

(2007年4月厚生労働省資料より抜粋)

軽度者に係る福祉用具貸与の利用事例調査の結果に基づき、専門家による意見等を踏まえて検討した結果、軽度者に対する福祉用具貸与の取り扱いの運用が一部見直され、平成19年4月1日から適用されています。

●見直しの概要

原則として現行の「要介護認定データによる」判断方法の原則は維持しつつ、次の【条件】【手続き】を満たした場合には、例外的に給付対象となります。

条 件	手 続 き
<p>I) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に告示で定める福祉用具が必要な状態に該当する者 (例：パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)</p> <p>II) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる者 (例：がん末期の急速な状態悪化)</p> <p>III) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者 (例：ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)</p> <p>※注：() 内の状態は、あくまでもI)～III)の状態の者に該当する可能性のあるものを例示したもの。 () の状態以外の者であっても、I)～III)の状態であると判断される場合もある。</p>	<p>上記のいずれかの条件に該当することが、以下の手続きを得て判断されていること</p> <p>ア. 医師の医学的な所見に基づき判断され</p> <p>イ. サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断され</p> <p>ウ. 市町村が書面等確実な方法により確認する</p> <p>※注：当該医師の医学的な所見については、主治医意見書による確認の他、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した居宅サービス計画に記載する医師の所見に確認する方法でも差し支えない。</p> <p>引用：「[指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について]等の一部改正について」(平成19年3月30日付老振発第0330001号、老老発第0330003号)資料をもとに作成した</p>

【参考資料】「介護保険における福祉用具給付の判断基準」について（2004年6月厚生労働省資料）／ 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて（2007年4月厚生労働省資料）

福祉用具の選定・使用における、福祉用具専門相談員およびケアマネジャーの役割

- ①福祉用具については、その特性と利用者の心身の状況等とが適合した選定が重要であることから、その利用に当たっては、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境等に留意して居宅サービス計画を作成すること。

②介護支援専門員が居宅サービス計画に福祉用具を位置付ける場合は、本判断基準の活用を図るとともに「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している場合、サービス担当者会議その他の機会を通じて、福祉用具に関わる専門職から、専門的な見地からの意見を求め、その妥当性について検討した上で、自立支援に資する居宅サービス計画の作成に努めること。
- ③現に福祉用具を使用しており、本判断基準の「使用が想定しにくい状態像」又は「使用が想定しにくい要介護度」に該当している利用者については、サービス担当者会議その他機会を通じて、速やかにその妥当性について検討し、適宜居宅サービス計画の見直しを行うこと。

④福祉用具専門相談員をはじめ当該利用者に関わる福祉用具の専門職は、サービス担当者会議その他の機会を通じ、利用者の心身の状況、福祉用具の特性、その者の置かれている環境等を十分に踏まえ、福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう、介護支援専門員に対して専門的知識に基づき助言を行うこと。

グリーンケア福祉用具サービスのご案内

●サービスのご利用方法

まずはご相談ください。福祉用具の専門家のご利用をサポートします。

グリーンケア取扱店では福祉用具専門相談員が常駐し、ご質問やご要望をお聞きます。

福祉用具導入にあたっては、その過程をひとつひとつ注意深く検討し、ご利用者の生活向上に最適な福祉用具をご提供します。

また、介護保険や福祉用具に関するさまざまな情報の提供も、随時行っています。いつでも、お気軽にご相談ください。

レンタル福祉用具ご提供の流れ

ご利用者の状況確認

ご利用者のご自宅を訪問し、身体状況やご家族の状況、お住まいの環境などを確認します。その上で生活機能の維持・向上のためにどのような福祉用具が適切かを検討します。



サービスの必要性の検討と選定

サービス担当者会議では、ケアマネジャーなどと連携し、専門的な立場から介護予防や自立支援、介護の負担軽減に役立つ最適な福祉用具を提案します。そしてご利用者やご家族のご意見をうかがいながら選定します。



サービスの再検討

サービス担当者会議においてケアマネジャーなどと連携し、ご利用者のお話をお聞きた上で、福祉用具の利用の継続を再検討し、必要に応じて迅速に対応します。



福祉用具のお届け

納品前に、福祉用具をしっかりと点検。安全を確認した後ご指定の日時、場所にスタッフがお届けし、取付や調整を行います。その際、ご利用者の環境や状況に適合しているかどうかを再確認します。また、練習もしていただけます。



アフターサービス

ご利用中は定期的におうかがいし、ご利用者の状況や環境に変化はないか、福祉用具が生活向上に役立っているか、福祉用具の不具合や故障はないかを確認します。



使用方法のご説明

くらしに上手にとり入れ、目的に応じて役立てていただけるよう、また、安全にお使いいただけるよう、納得していただけるまで使用方法をご説明し、必要な場合は一緒に使い方の練習もします。



緊急時の対応

●事故やトラブルなど、福祉用具に関する緊急事態が発生した場合は専門スタッフが対応しますのでグリーンケア取扱店までご連絡ください。

購入対象品

レンタルの場合と同様、ご利用者とご家族の立場に立ってご相談におこたえします。下記の商品群についてもグリーンケア取扱店が責任をもっておうかがいいたします。お気軽にご相談ください。

- 腰掛便座
- 入浴補助用具・簡易浴槽
- 住宅改修用品
- 介護保険外販売品 (74・75ページ)

レンタル終了とお引取り

●レンタル期間中にレンタル契約を終了し引取りを希望される場合は、事前に取扱店にお電話ください。レンタル契約を終了する日とお引取り日時をご相談の上、引取りにおうかがいします。

●レンタル期間満了日の7日前までにお客様から契約終了のご連絡がない場合は、レンタル期間満了日の翌日から更に1ヶ月間、同じ契約内容で自動的に更新されます。

●レンタル期間中にご利用者の身体状況やご自宅の状況の変化などにより他の福祉用具に変更される場合は、前のレンタル契約を終了し、新しく変更後の商品についてレンタル契約書を作成します。

●ご利用価格のご案内

カタログの表示価格は、介護保険をご利用される場合に対応しています。
本カタログ中に表示されているマーク **非課税** はご利用の際、消費税がかからない福祉用具です。

介護保険レンタル対象品(4～73 ページ)について

■ レンタル価格について

- ・取扱店別紙価格表または各商品に提示されている価格をご覧ください。
- ・介護保険認定の場合、月極レンタル価格の1割分をご負担いただくことになります。(2012年4月現在)
- ・介護保険で認定されない場合、介護保険でのご利用上限額を越える場合、介護保険適用外になった場合は、レンタル料金全額がご利用者負担となります。(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額ご利用者負担となります。) ご了承ください。

■ レンタル料金の計算方法

- ・レンタル料金は1ヶ月単位で計算し、日割り計算はしておりません。

■ レンタル開始月および終了月の計算方法

①レンタル開始月のレンタル料金

- レンタル開始日が開始月の15日以前の場合
……月額レンタル料金全額
- レンタル開始日が開始月の16日以降の場合
……月額レンタル料金の2分の1相当額

②レンタル終了月のレンタル料金

- レンタル終了日が終了月の15日以前の場合
……月額レンタル料金の2分の1相当額
- レンタル終了日が終了月の16日以降の場合
……月額レンタル料金全額

③1ヶ月以内レンタル料金

- レンタル期間が1ヶ月以内の場合のレンタル料金
……月額レンタル料金全額

■ 組立て・配送料

【介護保険で認定される場合】

- ・レンタル価格の中に組立て・配送料(組立て搬入・搬出費)が含まれています。
- ・次の場合はレンタルご利用料金とは別途、組立て・配送料を申し受ける場合があります。詳しくは取扱店スタッフにご相談ください。

- ①搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合。
- ②遠距離、山間、離島等への搬入・搬出業務。
- ③介護保険の指定事業者申請した際、通常登録していた地域以外への搬入・搬出業務。
- ④契約期間中にお客様の都合(転居等)により、レンタル商品の移動を行う場合。

【介護保険以外でご利用の場合】

- ・取扱店別紙価格表をご覧ください。

■ レンタル料金のお支払い

- ・お支払方法とお支払い期日については、ご相談の上、別紙をご覧ください。
- ・ご利用いただいているにもかかわらず、料金のお支払いがない場合はやむを得ず福祉用具を引き取らせていただく場合もございます。

介護保険対象購入品について

■ 販売価格について

- ・各商品に提示されている価格をご覧ください。
- ・介護保険認定の場合、年間10万円を上限に購入金額の9割分が支給されます。(2012年4月現在)

■ 組立て・配送料

- ・商品の代金とは別途、組立て・配送料を申し受ける場合もあります。詳しくは取扱店スタッフにご相談ください。

介護保険対象外 販売品(74・75 ページ)について

■ 販売価格について

- ・各商品に提示されている価格をご覧ください。

■ 組立て・配送料

- ・商品の代金とは別途、組立て・配送料を申し受ける場合もあります。詳しくは取扱店スタッフにご相談ください。

ご注意

福祉用具が正常に作動しなくなった場合には、速やかに修理・お取替えいたします。(ただし、お客様の故意または過失あるいは取扱い説明に反した使用による場合は、修理およびお取替えの費用はお客様のご負担となりますので、ご了承ください。)

介護保険レンタル対象品は次のような利用方法も可能です。ご利用者の状況に応じて、目的にあった福祉用具を選びましょう。詳しくは、グリーンケア取扱店にお問合せください。

必要なとき、必要に応じて。

ご利用者の身体状況や使う場所の環境に応じて、常に最適な福祉用具が使えます。たとえば、はじめは足腰が弱かった方がリハビリやご家族の温かい介護によって、ご自分で歩けるようになったという場合には、車いすから歩行器や杖へ。自立した生活範囲をさらに広げることにつながります。

必要に応じてご利用になれます。



●個人情報の取扱いについて

個人情報の利用範囲は、お客様に開示した利用目的の範囲とし、目的外の利用は行わないものとします。
また、個人情報保護法の重要性を認識し、ガイドライン等を考慮するとともに、個人情報を取扱うために関係諸法令を遵守します。

グリーンケア取扱い福祉用具 コード一覧

サービスコード	掲載ページ	商品名称	TAIS/JAN/商品コード
特殊寝台 介護給付 サービスコード 171003 予防給付 サービスコード 671003 特殊寝台 付属品 介護給付 サービスコード 171004 予防給付 サービスコード 671004	8	ケア優 2R-HF-DW	00200-000166
		ケア優 2R-HH-DW	FURANSUBED-CY2HHDW
		ケア優 2R-HF-B	FURANSUBED-CY2HFBC
		ケア優 2R-HH-B	FURANSUBED-CY2HHBC
		ケア優 2S-HF-DW	FURANSUBED-CY2SHFDW
		ケア優 2S-HH-DW	FURANSUBED-CY2SHHDW
		ケア優 2S-HF-B	FURANSUBED-CY2SHFBC
		ケア優 2S-HH-B	FURANSUBED-CY2SHHBC
		ケア優 3R-HF-DW	FURANSUBED-CY3HFDW
		ケア優 3R-HH-DW	FURANSUBED-CY3HHDW
		ケア優 3R-HF-B	FURANSUBED-CY3HFBC
		ケア優 3R-HH-B	FURANSUBED-CY3HHBC
		ケア優 3S-HF-DW	FURANSUBED-CY3SHFDW
		ケア優 3S-HH-DW	FURANSUBED-CY3SHHDW
		ケア優 3S-HF-B	FURANSUBED-CY3SHFBC
		ケア優 3S-HH-B	FURANSUBED-CY3SHHBC
	9	SR-100JJ CSIV	00200-000171
		SR-100JJ CSBR	00200-000171
		SR-300JJ CSIV	00200-000172
		SR-300JJ CSBR	00200-000172
		SR-100JJS CSBR	FURANSUBED-SR100JJS
		ベッド用グリップ GR-510	00200-000428
	10	マルチ移動支援バー SE-07JJ	00200-000177
		キャスター 50CAJW	FURANSUBED-50CAJW
		マルチモジュールベッドコア830	SEAHONENCE-C-830
		マルチモジュールベッドコア820R	SEAHONENCE-C-820R
		マルチモジュールベッドコア830セミダブル	SEAHONENCE-C-830-SW
		マルチモジュールベッドコア820Rセミダブル	SEAHONENCE-C-820R-SW
	11	ケプロコア883Rレギュラー	00167-000021
		ケプロコア852RDXレギュラー	SEAHONENCE-C-852RDX
		ベッドサイドレール K-121	SEAHONENCE-K-121
		ベッドサイドレール K-120	SEAHONENCE-K-120
		動作支援サイドレール K-122	SEAHONENCE-K-122
		動作支援miniサイドレール K-123	00167-000083
	12	回転式アーム介助バー K-25N	SEAHONENCE-K-25N
		動作支援介助バーK-33	00167-000081
		キャスターK-125	SEAHONENCE-K-125
		楽匠S KQ-9231 91cm幅レギュラー	00170-000519
		ベッドサイドレール KS-161Q	00170-000527
		スイングアーム介助バー KS-096A	00170-000551
	13	楽匠ベッドらくらくモーション(標準タイプ)KQ-86300	00170-000330
		楽匠ベッドらくらくモーション(休憩タイプ) KQ-86340	00170-000327
		楽匠ベッド(標準タイプ) KQ-82300	00170-000346
		アウラ21ベッド91cm幅KQ-933	PARAMAUNTO-KQ-933
		アウラ21ベッド83cm幅KQ-903	PARAMAUNTO-KQ-903
	14	キューマアウラベッド83cm幅KQ-603	PARAMAUNTO-KQ-603
		キューマアウラベッド91cm幅KQ-632	PARAMAUNTO-KQ-632
		キューマアウラベッド83cm幅KQ-602	PARAMAUNTO-KQ-602
		ベッドサイドレール KS-161Q	00170-000527
		ベッドサイドレール KS-160	00170-000368
		ベッドサイドレール KS-190	00170-000366
	15	ベッドサイドレール KA-19	PARAMAUNTO-KA-19
		ベッドサイドレール KA-015	00170-000172
		スイングアーム介助バー KS-096A	00170-000551
		スイングアーム介助バー KS-096	00170-000490
		スイングアーム介助バー KA-095A	PARAMAUNTO-KA-095A
		スイングアーム介助バー KA-095	PARAMAUNTO-KA-095
	16	立てるんバー/アシストバー KQ-91	00170-000226
		オプション受け (KQ-933用) KQ-933P	PARAMAUNTO-KQ-933P
		オプション受け (KQ-903用) KQ-903P	PARAMAUNTO-KQ-903P
		キャスターKQ-029	PARAMAUNTO-KQ-029
		ベッドサイドテーブル KF-192	00170-000233
		ベッドサイドテーブル ST-136N LO	00200-000410
		介護テーブルKQ-550	PARAMAUNTO-KQ-550
		ベルトセット付リハビリテーブル KF-840BS	00170-000489

サービスコード	掲載ページ	商品名称	TAIS/JAN/商品コード
床ずれ防止 介護給付 サービスコード 171005 予防給付 サービスコード 671005 体位変換器 介護給付 サービスコード 171006 予防給付 サービスコード 671006 徘徊感知機器 介護給付 サービスコード 171011 予防給付 サービスコード 671011 手すり 介護給付 サービスコード 171007 予防給付 サービスコード 671007	17	オーバーベッドテーブル KF-833LA	00170-000315
		オーバーベッドテーブル KF-831	PARAMAUNTO-KF-831
		オーバーテーブル(ケア優用)K-135CY	SEAHONENCE-K-135CY
		オーバーテーブル K-135	SEAHONENCE-K-135
		オーバーテーブル K-135L2 セミダブル用	SEAHONENCE-K-135L2
		オーバーテーブル KQ-060L	00170-000374
		オーバーテーブル KQ-066	PARAMAUNTO-KQ-066
		ケアスライダー(MEMS)	00054-000033
		ティコブ移乗用介助ベルト AB31	00030-000142
	21	ケアささり 91cm幅・90cm幅ショート・83cm幅	00614-000006
		ケアデュオ90cm幅 レギュラー・ショート・セミロング	00614-000007
	22	ソフィアグリーンマットレス 91cm幅・83cm幅	00054-000034
		アルファプラすくっと防水 91cm幅レギュラー	00563-000024
		フローラグリーンケアマットレス 90cm幅・83cm幅	00206-000052
		プレグラーマットレス 91cm幅	00170-000159
		プレグラーマットレス 83cm幅	00170-000142
		ダブルウェーブマットレス90cm幅 ショート	00167-000062
	23	ダブルウェーブマットレス90cm幅 レギュラー	00167-000002
		ダブルウェーブマットレス90cm幅 ロング	00167-000063
		ダブルウェーブマットレス100cm幅 セミダブル	00167-000065
		ブレイラハイブリッド・ケアマットレス91cm幅	01149-000015
		ケアリラックス 91cm幅・91cm幅ショート・83cm幅	00614-000003
		ナッソー91cm幅・83cm幅	00054-000091
	24	プライムレボ91cm幅・83cm幅	00054-000048
		ステージア 91cm幅・91cm幅ショート・83cm幅	00054-000115
		エアマスターネクスサス90cm幅・84cm幅	00206-000067
		グランデ 91cm幅・83cm幅	00054-000071
		クレイド91cm幅・83cm幅	00054-000031
		エアマスタービッグセル90cm幅・84cm幅	00206-000046
	25	セロリAタイプ まくら型	00054-000112
		セロリBタイプ スネーク型	00054-000113
		おきらく	00359-000001
		ナーセントパットA	00149-000012
		ライトターンCタイプ	00149-000017
		離床センサー家族コール1・Aタイプ HK-1A	00318-000032
	26	床センサーMS1000K	TECHNOS-MS1000K
		離床センサー家族コール1・Bタイプ HK-1B	00318-000033
		徘徊お知らせお待ちくん	00021-000024
		徘徊お知らせお待ちくん送信機付きマットセンサー	TAKENAKAEN-M-68
		バディー I	00054-000054
		クロスバー固定式(バディー I 用)	00054-000060
	27	クロスバー跳ね上げ式(バディー I 用)	00054-000059
		L型サイドバー90(バディー I 用)	00054-000065
		L型サイドバー45(バディー I 用)	00054-000066
		サイドバー(バディー I 用)	00054-000055
		丸型サイドバー(バディー I 用)	00054-000064
		I 型ストッパー(バディー I 用)	4905741905620
	28	丸型ストッパー(バディー I 用)	00054-000061
		立位保持パッド(バディー I 用)	00054-000067
		たちあっぷCKA-01	00055-000071
		たちあっぷCKA-02	00055-000072
		たちあっぷCKA-03	00055-000073
		たちあっぷCKA-04	00055-000074
	29	バディー II (座位用)	00054-000057
		バディー II (床用)	00054-000056
		バディーIV	00054-000068
		バディーV	00054-000069
		安寿洋式トイレ用フレームS:はねあげR	00221-000343
		安寿洋式トイレ用フレームSUS-45	00221-000236
	30	バディーVI	00054-000070
		バディーVI 追加手すり	4905741903688
		安寿ポータブルトイレ用フレームささえ	00221-000054

サービスコード	掲載 ページ	商品名称	TAIS/JAN/商品コード
歩行補助杖 介護給付 サービスコード 171010 予防給付 サービスコード 671010	36	四点杖CMS-40S	00066-000222
		四脚杖TY142S	00175-000270
	37	サイドウォーカー	00122-000118
歩行器 介護給付 サービスコード 171009 予防給付 サービスコード 671009	38	セーフティーアームウォーカースタンダード	00465-000036
		セーフティーアームウォーカーミニ	00465-000037
		セーフティーアームウォーカーSS	00465-000043
		セーフティーアームウォーカーCタイプスタンダード	00465-000025
		セーフティーアームウォーカーCタイプミニ	00465-000040
		セーフティーアームウォーカーCタイプSS	00465-000044
	39	セーフティーアームウォーカーMタイプスタンダード	00465-000039
		セーフティーアームウォーカーMタイプミニ	00465-000041
		セーフティーアームウォーカーMタイプSS	00465-000045
		セーフティーアームウォーカーGタイプスタンダード	00465-000038
		セーフティーアームウォーカーGタイプミニ	00465-000027
		キャスター付きコンパクト歩行器 C2021CR	00428-000018
	40	スイングキャスター付きコンパクト歩行器 C2021CMR	00428-000019
		交互歩行器 C2023	00428-000015
		立ち上がり歩行器 C2021W	00428-000021
		固定型歩行器二段式3181-300	00245-000019
		アルコー1G-T型	00125-000021
		アルコーDX(デラックス)	00125-000007
	41	ホップステップSM-40(ブレーキ付)	00066-000150
		シンフォニーS P	00576-000014
		テコブリトル(HS05)	00030-000099
		ウォーキーS スローダウンブレーキ付	00245-000131
		ウォーキーM スローダウンブレーキ付	00245-000132
		ハッピーミニ	00110-000103
	42	ハッピーⅡ	00110-000095
		ケアステッピー	00030-000070
		エポリューションウォーカーPS	00110-000096
		パセオHO001	00030-000031
車いす 介護給付 サービスコード 171001 予防給付 サービスコード 671001	49	MM-フィット(自走用)Hi22	00122-000346
		MM-フィット(自走用)Hi20	00122-000347
		MM-フィット(自走用)Lo20	00122-000349
		ケアアジャスト(自走用)MC-KM001	00122-000304
		スキット4	00122-000411
	50	モックスイングアウト(自走用)MOCSW-43DB	00122-000290
		けあ・ら・くどう	00122-000385
		キックル	00175-000249
		RX-1 Lo(自走用)	00122-000428
		室内専用6輪車いすクルットMQ-40SW	00122-000373
	52	室内専用6輪車いすタイトターンTT-01 E-2	00066-000154
		M-1スタイル(自走用)MP-43JD SHG	00122-000334
		けあ花がすみ(自走用)	00122-MC-HG002
		かるがもくん(自走用)M-40KDB	00122-000146
		自走用車いす NC-1CB-CS	00175-000242
	53	BAL-1(自走用)	00122-000451
		ケアスリム	00122-000227
		ケアスリムドラムブレーキ付	00122-000306
		MM-フィット(介護用)Hi16	00122-000348
		MM-フィット(介護用)Lo16	00122-000350
	54	ケアアジャスト(介護用)MC-KM002	00122-000305
		スキット1	00122-000319
		スキット2	00122-000320
		モックスイングアウト(介護用)MOCCSW-43DB	00122-000291
		跳ね上げ式介護車いすMWSC-16ヒールホールドタイプ	00122-000246
	56	跳ね上げ式介護車いすMWSC-16	00122-000246
		RXC-1 Lo(介護用)	00122-000429
		かるがもくん(介護用)MC-43KDB	00122-000175
		介護用車いすNC-2CB-CS	00175-000245
		BAL-2(介助用)	00122-000452
	57	軽7 NAH-CS	00175-000169
	58		

サービスコード	掲載 ページ	商品名称	TAIS/JAN/商品コード
車いす 介護給付 サービスコード 171001 予防給付 サービスコード 671001	58	M1スタイル(介護用) MP C-46 JDSHG	00122-000336
		けあ花がすみ(介護用)	00122-MC-HG004
	59	オアシスポジティブ介助型 OS-12TRSP	00066-000296
		TRC-2	00122-000378
		ケアスイング足踏みブレーキ付	00122-000226
	60	リクライニング型車いすMW-14 R-2(制菌シート仕様)	00066-000042
		ネットィ4U(フォーユー)	00245-000133
	61	グランドフリチャーSP	00122-000274
		ハイパワー型アシストホイール100自走用	00025-000015
		ハイパワー型アシストホイール100介護用	00025-000012
車いす 付属品 介護給付 サービスコード 171002 予防給付 サービスコード 671002	62	マイピアBT40S	00228-000014
		マイメイトYM-10AG	00233-000018
		軽量電動車いすJWX-1M	00122-000307
		セニアカーET-4A	00152-000003
	63	マルチエルゴエレベータリング	00122-000436
		エルゴエレベータリングⅡ	00122-000383
		延長用レバー(長)MS-131	00122-000426
		延長用レバー(短)MS-131	00122-000425
		ブレーキ延長棒(+18)	NISINWHEEL-PPEXT18MM
		テーブル	00122-000216
	64	杖入れ PO-09C	MATSUNAGAS-PO-09C
		ブレイラハイブリッド・ケアシート	01149-000014
		アウル40プラス レザー底面テーパ	00540-000014
		アウル40プラス レザー	00540-000013
		アウル40 レザー	00540-000012
		FC-コキュウ君	00149-000016
スロープ 介護給付 サービスコード 171008 予防給付 サービスコード 671008	65	エルダークッション	00149-000020
		デュオジェルクッション	00206-000048
		車いすクッション シーボス	00054-000030
		FC-フィット(背)ロングパット2ヶ付	00149-000023
		FC-フィット(腰)	00149-000022
		エクスジェルサポートバック	00540-000021
	67	エクスジェルサポートシート	00540-000020
		ダンスロープライト S-85	00532-000013
		ダンスロープライト S-125	00532-000012
		ダンスロープライト S-165	00532-000011
		ダンスロープライト S-205	00532-000010
		ダンスロープライト S-255	00532-000016
移動用リフト 介護給付 サービスコード 171012 予防給付 サービスコード 671012	68	デクバック パーソナル	00093-000001
		デクバック エム・ピー	00093-000001
		デクバック シニア1200	00093-000002
		デクバック シニア1350	00093-000002
		デクバック シニア1650	00093-000002
		デクバック シニア2000	00093-000002
	69	ダンスロープライト・スリム R-85SL	00532-000022
		ダンスロープライト・スリム R-125SL	00532-000021
		ダンスロープライト・スリム R-165SL	00532-000020
		ダンスロープライト・スリム R-205SL	00532-000019
		ダンスロープライト・スリム R-245SL	00532-000018
		ダンスロープライト・スリム R-285SL	00532-000017
移動用リフト 介護給付 サービスコード 171012 予防給付 サービスコード 671012	71	ケアスロープ CS-65	00093-000015
		ケアスロープ CS-100	00093-000016
		ケアスロープ CS-120	00093-000017
		ケアスロープ CS-150	00093-000018
		ケアスロープ CS-175	00093-000019
		ケアスロープ CS-200	00093-000020
	72	車椅子用電動昇降機 UD-310LW(DC)	IURA-UD310LWDC
		車椅子用電動昇降機 UD-310S	00084-000067
		らくっと-1	00815-000004
		つるべー Bセット(寝室用)	00229-000005
		つるべー F1セット(浴室用)	00229-000002
		つるべー F2Rセット(浴室用)	00229-000016
移動用リフト 介護給付 サービスコード 171012 予防給付 サービスコード 671012	73	アーチパートナーACTA-102A	00133-000016
		床走行式電動介護リフト KQ-771	00170-000377
		バスリフトEWB101N・アームレスト乗越えキット付	00187-000111

介護給付費早見表 平成 24 年 4 月施行版(抜粋)

見方 本表は介護給付費の中から、特に利用頻度が多いと考えられる居宅サービス系給付項目から抜粋したものです。数字はすべて単位であり、標準のサービスコード表で確認してください。尚、加算の詳細については、介護報酬単位表でご確認ください。

〔訪問介護〕 1 回につき

所要時間	身体介護	生活援助
20 分未満	170	—
20 分～ 30 分未満	254	—
20 分～ 45 分未満	—	190
45 分以上	—	235
30 分～ 1 時間未満	402	
1 時間～ 1.5 時間未満	584	
1.5 時間～ 2 時間未満	667	
2 時間～ 2.5 時間未満	750	
2.5 時間～ 3 時間未満	833	
3 時間～ 3.5 時間未満	916	
3.5 時間～ 4 時間未満	999	
4 時間～ 4.5 時間未満	1,082	
4.5 時間～ 5 時間未満	1,165	
5 時間～ 5.5 時間未満	1,248	
5.5 時間～ 6 時間未満	1,331	

※ 2 級サービス提供責任者を配置している場合は 10% 減算。

●通院等のための乗車・降車の介助

1 回につき	100
--------	-----

●生活機能向上連携加算(介護予防訪問介護も対象)

1 月につき	100
--------	-----

〔介護予防訪問介護〕 1 月につき

	週 1 回程度必要	週 2 回程度必要	週 3 回以上必要
要支援 1・2	1,220	2,440	3,870

〔訪問入浴介護〕 1 回につき

訪問入浴介護	清拭または部分浴
1,250	875

〔介護予防訪問入浴介護〕 1 回につき

訪問入浴介護	清拭または部分浴
854	598

〔訪問リハビリ／介護予防訪問リハビリ〕

1 回につき	305
--------	-----

●訪問介護計画作成に際し必要な指導・助言を行った場合
(訪問介護事業所との連携評価)

1 回につき(3 月に 1 回を限度)	300
---------------------	-----

〔訪問看護／介護予防訪問看護〕 1 回につき

所要時間	訪問看護 ステーション	病院または 診療所
20 分未満※	316	255
30 分未満	472	381
30 分～ 1 時間未満	830	550
1 時間～ 1.5 時間未満	1,138	811

※ 週 1 回以上保健師・看護師が訪問した場合に算定可能。

●定期巡回・随時対応訪問看護看護事業所と連携

1 月につき	要介護 1～4	2,920
	要介護 5	3,720

●看護・介護職員連携強化加算(介護予防は除く)

1 月につき	250
--------	-----

●緊急時訪問看護加算

訪問看護ステーション	病院または診療所
540	290

●ターミナルケア加算(介護予防は除く)

2,000

〔上記訪問系サービス共通〕

①事業所と同一建物居住の利用者 30 名以上にサービスを行う場合は 10% 減算。

〔通所介護〕 1 回につき

	小規模型		
	3～5 時間未満	5～7 時間未満	7～9 時間未満
要介護 1	461	700	809
要介護 2	529	825	951
要介護 3	596	950	1,100
要介護 4	663	1,074	1,248
要介護 5	729	1,199	1,395
	通常規模型		
	3～5 時間未満	5～7 時間未満	7～9 時間未満
要介護 1	400	602	690
要介護 2	457	708	811
要介護 3	514	814	937
要介護 4	571	920	1,063
要介護 5	628	1,026	1,188
	大規模型Ⅰ		
	3～5 時間未満	5～7 時間未満	7～9 時間未満
要介護 1	393	592	678
要介護 2	449	696	797
要介護 3	505	800	921
要介護 4	561	904	1,045
要介護 5	617	1,009	1,168
	大規模型Ⅱ		
	3～5 時間未満	5～7 時間未満	7～9 時間未満
要介護 1	383	576	660
要介護 2	437	678	776
要介護 3	492	779	897
要介護 4	546	880	1,017
要介護 5	601	982	1,137

※小規模型：前年度の月平均利用延人員数が 300 人以下 / 通常規模型：前年度の月平均利用延人員数が 300 人超
※大規模型Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が 750 人超 / 大規模型Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

〔介護予防通所介護〕

1 月につき	要支援 1	2,099
	要支援 2	4,205

〔定期巡回・随時対応型訪問介護看護〕 1 月につき

	定期巡回・随時対応型訪問介護看護費Ⅰ（一体型）			
	(1) 訪問看護サービスを行わない場合		(2) 訪問看護サービスを行う場合	
	基本単位	通所サービス利用 時の調整 (1 日につき)	基本単位	通所サービス利用 時の調整 (1 日につき)
要介護 1	6,670	－ 145	9,270	－ 201
要介護 2	11,120	－ 242	13,920	－ 302
要介護 3	17,800	－ 386	20,720	－ 450
要介護 4	22,250	－ 483	25,310	－ 550
要介護 5	26,700	－ 580	30,450	－ 661
	定期巡回・随時対応型 訪問介護看護費Ⅱ（連携型）			
	基本単位		通所サービス利用時の調整 (1 日につき)	
	要介護 1	6,670	－ 145	
要介護 2	11,120	－ 242		
要介護 3	17,800	－ 386		
要介護 4	22,250	－ 483		
要介護 5	26,700	－ 580		

※通常規模の事業所：前年度の月平均利用延人員数が 300 人超 / 大規模事業所Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が 750 人超
大規模事業所Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が 900 人超

●サービス提供体制強化加算

	1 月につき
(1) サービス提供 体制強化加算 (Ⅰ)	500
(2) サービス提供 体制強化加算 (Ⅱ)	350
(3) サービス提供 体制強化加算 (Ⅲ)	350

●退院時共同指導加算

1 回につき	600
--------	-----

●ターミナルケア加算

2,000

〔通所リハビリテーション〕 1回につき

	通常規模の事業所				
	病院または診療所／介護老人保健施設				
	1～2時間 未満	2～3時間 未満	3～4時間 未満	4～6時間 未満	6～8時間 未満
要介護1	270	284	386	502	671
要介護2	300	340	463	610	821
要介護3	330	397	540	717	970
要介護4	360	453	617	824	1,121
要介護5	390	509	694	931	1,271
	大規模事業所Ⅰ				
	病院または診療所／介護老人保健施設				
	1～2時間 未満	2～3時間 未満	3～4時間 未満	4～6時間 未満	6～8時間 未満
要介護1	265	278	379	494	659
要介護2	295	334	455	599	807
要介護3	324	390	531	704	954
要介護4	354	445	606	810	1,101
要介護5	383	501	682	916	1,249
	大規模事業所Ⅱ				
	病院または診療所／介護老人保健施設				
	1～2時間 未満	2～3時間 未満	3～4時間 未満	4～6時間 未満	6～8時間 未満
要介護1	258	271	369	480	642
要介護2	287	326	443	583	785
要介護3	315	379	516	686	929
要介護4	344	434	590	788	1,072
要介護5	373	487	664	891	1,216

※通常規模の事業所：前年度の月平均利用延人員数が300人超
大規模事業所Ⅰ：前年度の月平均利用延人員数が750人超
大規模事業所Ⅱ：前年度の月平均利用延人員数が900人超

〔介護予防通所リハビリテーション〕

1月につき	要支援1	2,412
	要支援2	4,828

〔短期入所生活介護〕 1日につき

	短期入所生活介護費			
	単独型		併設型	
	(Ⅰ) 従来型個室	(Ⅱ) 多床室	(Ⅰ) 従来型個室	(Ⅱ) 多床室
要介護1	645	718	609	682
要介護2	715	787	679	751
要介護3	787	858	751	822
要介護4	857	927	821	891
要介護5	926	995	890	959
	ユニット型短期入所生活介護			
	単独型		併設型	
	(Ⅰ) ユニット型 個室	(Ⅱ) ユニット型 準個室	(Ⅰ) ユニット型 個室	(Ⅱ) ユニット型 準個室
要介護1	747	747	711	711
要介護2	817	817	781	781
要介護3	890	890	854	854
要介護4	960	960	924	924
要介護5	1,029	1,029	993	993

●個別加算 1日につき

療養食加算	23
緊急時短期入所体制確保加算	40
緊急短期入所受入加算（7日間を限度）	60
送迎を行う場合（片道につき）	184
看護体制加算（Ⅰ）	4
看護体制加算（Ⅱ）	8

●在宅中重度者受入加算 1日につき

看護体制加算（Ⅰ）	を算定して いる場合	421
看護体制加算（Ⅱ）		417
看護体制加算（Ⅰ）（Ⅱ）		413
看護体制加算を算定していない場合		425

利用限度額(月額)

利用限度額（単位）	
要支援1	4,970
要支援2	10,400
要介護1	16,580
要介護2	19,480
要介護3	26,750
要介護4	30,600
要介護5	35,830

年齢早見表(平成24年現在)

年号	西暦	干支	年齢	年号	西暦	干支	年齢
明治45 大正元	1912	子	100	大正10	1921	酉	91
2	1913	丑	99	11	1922	戌	90
3	1914	寅	98	12	1923	亥	89
4	1915	卯	97	13	1924	子	88
5	1916	辰	96	14	1925	丑	87
6	1917	巳	95	大正15 昭和元	1926	寅	86
7	1918	午	94	2	1927	卯	85
8	1919	未	93	3	1928	辰	84
9	1920	申	92	4	1929	巳	83

※年齢は満年齢数（誕生日前の場合は1を減ずること）


年号	西暦	干支	年齢	年号	西暦	干支	年齢
昭和5	1930	午	82	昭和14	1939	卯	73
6	1931	未	81	15	1940	辰	72
7	1932	申	80	16	1941	巳	71
8	1933	酉	79	17	1942	午	70
9	1934	戌	78	18	1943	未	69
10	1935	亥	77	19	1944	申	68
11	1936	子	76	20	1945	酉	67
12	1937	丑	75	21	1946	戌	66
13	1938	寅	74	22	1947	亥	65

清潔・安心・信頼の福祉用具は、 グリーンケアから。

詳しい情報は：<http://www.caresupply.co.jp>

グリーンケアの福祉用具は、全国74ヶ所に広がる
日本ケアサプライの営業拠点から供給されています。

※「グリーンケア」は株式会社日本ケアサプライが所有し、清潔・安心・信頼の品質第一主義に基づき洗浄・消毒・点検・補修等の保守サービスを行った福祉用具のレンタルサービスの呼称です。



安心の証 このシールが目印です。



この福祉用具は「福祉用具の消毒工程管理認定基準」に適合した消毒工程を経たものです。
社団法人シルバーサービス振興会

NCS-000010

清潔・安心・信頼の福祉用具

グリーンケア



10月1日
福祉用具の日

わたしたち「グリーンケア」取扱店にご相談ください。

●カタログに掲載している商品の色は印刷物ですので実際の色とは若干異なる場合がございます。
●カタログに掲載している商品の仕様およびデザインは改善などのため予告なく変更させていただく場合がございます。ご了承ください。
●営業拠点数・メンテナンス拠点数は、2012年4月1日現在の数値です。

UD FONT 見やすいユニバーサルデザインフォントを [中面の文字のみ] 採用しています。

定価 525円(税込)

2012-4/NCS19